

ООО "МедСофт"

**Региональный сегмент
единой государственной информационной системы
здравоохранения Воронежской области**

РС ЕГИСЗ

Методическое пособие

**Инструкция по эксплуатации
модуля РС ЕГИСЗ
"Маммография"**

Липецк – 2018

Маммография

Группа модулей "Маммографических обследований в МО" предназначена для автоматизации работы врачей-рентгенологов.

Основной целью является создание единого информационного пространства МО и оптимизация работы медработников рентген-кабинетов, путём оптимизации ряда бизнес-процессов, а также сбора и хранения всей информации об обследованиях.

Для запуска подмодуля "Маммография" необходимо выбрать его в модуле "ЭМК пациента" в группе модулей "Прием пациентов". Группы модулей и модули вызываются из левой части приложения.

Выбор группы модулей

Группа модулей "Прием пациентов" в группах модулей программы (см. Рисунок 1).




Рисунок 1

Выбор модуля

Раскрытая группа модулей "Прием пациентов" в системе. Выберите модуль "ЭМК пациента". (см. Рисунок 2)




Рисунок 2

Выбор подмодуля Обращение и осмотр

В раскрытом модуле "ЭМК пациента" найдите пациента используя поиск по номеру полиса (см. Рисунок 3).




Рисунок 3

Вы можете также найти пациента по Ф.И.О пациента в расширенном поиске (см. Рисунок 4).




Рисунок 4

После поиска пациента становятся активными вкладки "Информация о пациенте" и "Список ЭПМЗ"

Во вкладке "Информация о пациенте", формируются данные о пациенте (см. Рисунок 5).

ЭМК 1 x

000001 29.10.18 Пациенты:

Информация о пациенте **Список ЭПМЗ**

Общая информация

ФИО: [Field] Пол: Женский
 Дата рождения: 01.01.1992 СНИЛС: [Field]
 Страховая компания: [Field]
 Номер полиса: 000001
 МО: [Field]
 Участок: [Field]
 Адрес: [Field]
 Домашний: 280577 Сотовый: [Field]

Флюорография

Дата: [Field] Номер кадра: [Field] ⚠
 Результат: [Field]

Прививки

Инфекция	Дата	Препарат

Антропометрические показатели

Рост: [Field] Вес: [Field]

Диагнозы за последний год

Дата	Диагно	Специальность
28.08.2018	A00.1	Терапия
10.08.2018	A00.0	Терапия

Диспансеризация

Дата: 02.08.2016 г. Диагноз: Z00.0 Группа здоровья: I

Диспансерное наблюдение

Дата	Дата след	Повод	Диагно
28.08.2018			L21.8
11.09.2018			B86

Рисунок 5

Вкладка "Список ЭПМЗ" в древовидной структуре показывает ранее оформленные персональные медицинские записи данного пациента (обращения и осмотры, маммография и т.д.) применяя фильтры можно отсортировать ЭПМЗ (см. Рисунок 6).

ЭМК x

00000034 29.10.18 Пациенты:

Информация о пациенте **Список ЭПМЗ**

Добавить Открыть Удалить Подписать

Фильтры:

☐ Только свои ☐ Дата с 29.09.2018 по 29.10.2018 ☒ По типу ЭПМЗ Маммография

ЭМК

- Маммография
- Маммография
- Маммография
- Маммография

Рисунок 6

Для того, чтобы открыть подмодуль "Маммография", на вкладке "Список ЭПМЗ" нажмите "Добавить" и в раскрывающемся списке выберите "Маммография" (см. Рисунок 7).

Рисунок 7

В открывшейся вкладке Маммография за текущее число необходимо заполнить информацию о враче, который проводил исследование, типе и категории, составить заключение и описание и сохранить введенные данные. (см. Рисунок 8)

*Рисунок 8***Журнал маммографических обследований**

Группа модулей "Журналы" содержит функции, позволяющие выводить на экран, печатать и сохранять различную информацию в табличном представлении.

Журнал представляет собой список определенного вида и позволяет группировать, фильтровать и просматривать информацию по различным признакам.

Список представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит информацию, определяемую колонками таблицы. Каждая колонка таблицы представляет собой значение определенного поля документа, например, даты его создания. Колонки таблицы можно свободно менять местами, а также убирать или добавлять из заданного набора.

Добавление/удаление колонок производится посредством специального диалога, вызываемого нажатием правой кнопки мыши.

Любое поле можно перетащить мышкой в место, помеченное надписью: "Перетащите сюда заголовок столбца для группировки" (1, Рисунок 9). В этом случае, все записи в таблице будут сгруппированы по этому полю в порядке возрастания, а также будет подсчитано количество вхождений строк в эти группировки. Символ суммирования (2, Рисунок 9) позволит подсчитать: количество, минимальное или максимальное значение в колонке, а для числовых величин так же и сумму. Кроме того, значок в виде воронки (3, Рисунок 9) позволит фильтровать данные по заданным оператором критериям.

Каждый журнал можно сохранить в виде файла для программы электронных таблиц, например, для построения графиков или для более глубокого анализа с применением математического аппарата, заложенного в эту программу.

Журнал можно распечатать, воспользовавшись кнопкой "Печать".




Рисунок 9

Журнал маммографических обследований (см. Рисунок 10)

Описание полей:

Дата начала периода – задаётся начальный интервал для поиска

Дата окончания периода – задаётся конечный интервал для поиска

Фильтр – раскрывающийся список, содержащий различные фильтры, по которым можно формировать журнал.

Кнопка "Получить данные" – формирует список за выбранный период.

Кнопка "Сохранить" – открывает окно диалога для сохранения журнала.

Печать - производит печать списка, отображенного в текущий момент на экране.

Кнопка "Отмена" - закрывает форму без сохранения изменений.




Рисунок 10