

Программный комплекс «Квазар»

Инструкция для настройки сканера DataLogic 2430 для работы в Квазар.Фарм

Руководство администратора

Полное руководство - https://medsoft.su/files/manual.datalogic_2430.pdf

1. Сброс на заводские настройки
(стр. 25 руководства — восстановление заводской конфигурации ЕС)




2. Режим программирования.
Внимание! Перед и после и после изменения каждой настройки (п. 2а, 2б, 2в), необходимо войти и выйти в режим программирования.



- 2а. Переводим сканер в режим USB-COM (стр. 21)



- 2б. Передача этикеток GS1-128 в формате данных Code 128 (стр. 130)



- 2в. Управление нормальными/инверсными двумерными символами (стр. 185)

