

Программный комплекс «Квазар»

**Подмодуль
«Назначение анализов»**

Руководство пользователя

Липецк - 2020

Оглавление

Описание модуля	3
Назначение анализов.	4
Добавление анализов	6
Выбранные анализы	6
Отмена заказа	7

Описание модуля

Из данного подмодуля возможно сделать назначение на анализы.

Назначение анализов.

Назначить анализы можно из группы модулей «Диспансеризация» модуля «Сведение о диспансеризации»

Год: 2020 (Диспансеризация) Удалить сведения

Врач: Проводится мобильной бригадой Студент, обучающийся по очной форме

Первый этап | Второй этап | Факторы риска | Результат | Выявленные заболевания | **Анализы**

Фильтр: Назначение анализов Начало периода: 18.10.2020 Конеч периода: 18.11.2020 Применить

Ключевая фраза: Поиск

- 5
- 6
- 7dfbji
- 44444444444444444444
- Определение белка в моче
- Взятие крови из пальца
- eseskeso
- Цитологическое исследование препарата костной ткани
- Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов
- Общий (клинический) анализ крови
- Исследование тиреотропина сыворотки крови
- Исследование уровня холестерина в крови
- Исследование уровня липопротеиновой плотности
- Исследование уровня креатинина в крови
- Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови
- Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
- Определение международного нормализованного отношения (МНО)
- Определение международного нормализованного отношения (МНО) Экспресс
- Цитологическое исследование препарата кожи
- Определение полиморфизма C3175-G (замена цитозина на гуанин в позиции 3175) в гене аполипопротеина СIII
- Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови
- Бактериологическое исследование желчи на анаэробные микроорганизмы
- Морфологическое исследование препарата мышечной ткани
- Исследование уровня неорганического фосфора в крови
- Анализ мочи общий
- Цитологическое исследование препарата тканей сустава
- Предсердный Na-пептид
- Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов (3 порции)

Свернуть анализы | Выбранные анализы | | |

Из группы модулей «Прием пациентов» модуль «ЭМК пациента» подмодуль «Обменная карта».

Информация о пациенте | Список ЭМЗ | **Обменная карта 02.11.2020 (понедельник)** X

Общая сводная | Информация о текущей беременности | Первый осмотр | Анализ | Исходы предыдущих беременностей | **Обследования** | Группа риска (факторы) | Дневник посещения

Анализ | **Обследования** | Консультации специалистов


Фильтр: Назначение анализов Начало периода: 18.10.2020 Конеч периода: 18.11.2020 Применить

Ключевая фраза: Поиск


- 1 Исследование уровня белковых фракций в крови
- 2 3
- 3 4
- 4 5
- 5 Исследование тиреотропина сыворотки крови
- 6 Исследование уровня неорганического фосфора в крови
- 7 Цитологическое исследование препарата кожи
- 8 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови
- 9 Определение низкоавидных антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови

Развернуть анализы | Выбранные анализы | | |

Из группы модулей «Прием пациентов» модуль «ЭМК пациента» подмодуль «Обращение»




Из группы модулей «Прием пациентов» модуль «ЭМК пациента» подмодуль «Обращение в приемное отделение»



Добавление анализов


Чтобы сделать назначение на анализы, необходимо выбрать из списка одно или несколько значений и нажать кнопку «Сохранить».




После сохранения назначений, направление на анализы попадает в группу модулей «Анализы» модуль «Журнал заказов».

Выбранные анализы

Чтобы просмотреть список выбранных анализов, нажмите на кнопку «Выбранные анализы».




Появится новое окно с перечнем анализов, которые были назначены при данном обращении.



Наименование	Код НСИ	Интервал по анализу	Дата назначения
Исследование уровня...	A09.05.058		
Определение белка в...	A09.28.003		
Взятие крови из паль...	A11.05.001		
Исследование тиреот...	A09.05.065		
Исследование уровня...	A09.05.026		
Исследование уровня...	A09.05.020		

Отмена заказа

Удалить ошибочно введенное назначение можно выбрав его из списка и нажать на кнопку «Отмена заказа». Обратите внимание, что удалить можно заказ, не принятый в работу.



Первый этап | Второй этап | Факторы риска | Результат | Выявленные заболевания | **Анализы**

Фильтр: В рамках данного ЭПМЗ | Начало периода: 18.10.2020 | Конец периода: 18.11.2020 | Применить

Ключевая фраза: | Поиск

- Исследование уровня креатинина в крови
- Исследование уровня холестерина в крови
- Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
- Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
- Исследование скорости оседания эритроцитов
- Исследование уровня креатинина в крови**
- Общий (клинический) анализ крови
- Анализ мочи общий

Развернуть анализы | Выбранные анализы | **Отмена заказа** | Печать результатов

Появится новое окно с информацией о заказе. Выберите заказ и нажмите кнопку «Отменить заказ». Обратите внимание, что заказ будет удален полностью, а не отдельные позиции.

