

Программный комплекс «Квазар»

Модуль
«Доступность анализов»

Руководство пользователя

Оглавление

| | |
|------------------------------|---|
| Описание модуля | 3 |
| Начало работы с модулем..... | 4 |
| Доступность анализов | 5 |

Описание модуля


Из данного модуля возможно приостановить или возобновить выполнение анализов в МО.

Начало работы с модулем


Откройте группу модулей «Анализы»



Откроется группа модулей



Выберите модуль «Доступность анализов»



Откроется окно модуля.

| № п/п | | Код.НСИ | Наименование | Доступен | Причина недоступности | Дата возобв. |
|-------|-------------|---------|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | В1 | В1 | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 1 | A12.05.001 | | Исследование скорости оседания эритроцитов | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 3 | ZA09.05.017 | | Исследование уровня белковых фракций в крови | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 9 | A09.05.013 | | Цитологическое исследование препаратов крови | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 500 | ZA09.05.014 | | Исследование кислотно-щелочного состояния | <input type="checkbox"/> | Отсутствие реалентов | |
| 600 | B03.016.004 | | Анализ крови биохимической общетерапевтической | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 652 | A12.05.038 | | Ретикуляное (бизрокубиновое) время | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 688 | A09.05.056 | | Исследование уровня инсулина в плазме крови | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | A09.05.058 | | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | A09.05.061 | | Исследование свободного триглицерина (Т3) в крови | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | A09.28.003 | | Определение белка в моче | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | A11.05.001 | | Вяжущая кровь из пальца | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | A09.28.009 | | Исследование уровня мочевины в моче | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

Доступность анализов


Чтобы отметить анализ как недоступный, выберите нужный анализ из списка одним кликом. Сделайте пометку в столбце «Доступен» и в столбце «Причина недоступности» укажите причину. В столбце «Дата возобновления» можно указать дату возобновления выполнения анализа.

| № п/п | Код ИСИ | Наименование | Доступен | Причина недоступности | Дата возобновления |
|-------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20.11.2020 |
| 8 | Z409.05.017 | Исследование уровня белковых фракций в крови | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9 | A08.05.013 | Цитохимическое исследование препаратов крови | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 500 | Z409.05.014 | Исследование кислотно-щелочного состояния | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 600 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общеразвернутый | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Чтобы возобновить выполнение анализа в МО, выберите нужный анализ из списка и сделайте пометку в столбце «Доступен».

| № п/п | Код ИСИ | Наименование | Доступен | Причина недоступности | Дата возобновления |
|-------|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20.11.2020 |
| 8 | Z409.05.017 | Исследование уровня белковых фракций в крови | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9 | A08.05.013 | Цитохимическое исследование препаратов крови | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 500 | Z409.05.014 | Исследование кислотно-щелочного состояния | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 600 | B03.016.004 | Анализ крови биохимический общеразвернутый | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу.



Чтобы обновить список доступных анализов, нажмите кнопку «Обновить» в левом нижнем углу.

