

**Программный комплекс «Квазар»**

**Модуль  
«Приборы для  
медосвидетельствований»**

**Руководство пользователя**

---

# Оглавление

Описание модуля .....	3
Начало работы с модулем.....	4
Работа с модулем «Приборы для медосвидетельствования» .....	5
Добавление нового прибора учета .....	5
Редактирование данных .....	6
Удаление прибора .....	7
Экспорт списка приборов для медосвидетельствования.....	8
Печать списка приборов для медосвидетельствования .....	9


---

## Описание модуля


Из данного модуля возможно добавлять, редактировать и удалять приборы для медоствидетельствования.

## Начало работы с модулем


Выберите группу модулей «Наркорегистр»




Откроется группа модулей



Выберите модуль «Приборы для медосвидетельствования»




Откроется окно модуля




## Работа с модулем «Приборы для медосвидетельствования»

Чтобы получить данные об имеющихся приборах для медосвидетельствования, нажмите на кнопку «Получить данные» в правом верхнем углу экрана.




В табличной части журнала будет отображена информация обо всех ранее добавленных приборах учета.




### Добавление нового прибора учета

Чтобы добавить информацию о новом приборе учета, нажмите на кнопку «Добавить» в левом нижнем углу экрана.




Откроется окно добавления нового прибора. Укажите наименование и нажмите на кнопку «Добавить».




Таким образом, новый прибор для медосвидетельствования будет добавлен в табличную часть журнала.

## Редактирование данных

Чтобы внести изменения в данные о приборе, выберите нужный прибор из списка и нажмите на кнопку «Изменить» в левом нижнем углу экрана.




Откроется окно информации о приборе. Внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку «Сохранить».




## Удаление прибора

Чтобы удалить прибор, выберите необходимый из списка и нажмите на кнопку «Удалить» в левом нижнем углу экрана.




Появится окно уведомления. Если выбранный прибор необходимо удалить, нажмите «Да». Таким образом прибор будет удален из списка в табличной части журнала.




## Экспорт списка приборов для медосвидетельствования

Для экспорта списка приборов для медосвидетельствования в формате .xlsx необходимо нажать на кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана.



Откроется окно сохранения. Выберите папку назначения и нажмите «Сохранить».





## Печать списка приборов для медосвидетельствования

Для печати списка приборов для медосвидетельствования нажмите на кнопку «Печать» в правом верхнем углу экрана.

