

Программный комплекс «Квазар»

Модуль «ЭМК»

Офтальмологический профиль

Руководство пользователя

Оглавление

Описание модуля	3
Описание прав пользователей и ролей персонала	4
Начало работы с модулем.....	5
История офтальмологических осмотров	6
Амбулаторный случай	10
Вид оплаты.....	12
ШРМ.....	13
Цель обслуживания.....	14
Направление.....	18
Оформление посещения	23
Выбор слота.....	25
Вкладка «Осмотр»	26
Внесение диагнозов	32
Выбор шаблона заполнения осмотра	34
Добавление сопутствующих диагнозов	38
Вкладка «Услуги»	43
Вкладка «Анализы»	43
Вкладка «Диагностика».....	43
Вкладка «Направления»	43
Завершение случая.....	43
Отмена завершения.....	45
Подпись документа	45
Формирование талона	48
Контекстное меню	48
Прикрепление файла.....	49
Редактирование файла	51
Открепление файла	52
Скачать файл для просмотра	53
Создать новый случай на основании	53
Экспорт документа	55
Печать сопутствующих документов	57
Офтальмологическая карта	59

Описание модуля

Модуль «ЭМК» предназначен для ведения информации в электронной медицинской карте пациента в виде ЭПМЗ.

Описание прав пользователей и ролей персонала

Для доступа к модулю «ЭМК» необходимо право пользователя «ЭМК».


Для работы с амбулаторными случаями требуются права пользователя:

- «Амбулаторный прием»;
- «Журнал листов нетрудоспособности».


Для отображения врача в списках необходимо присвоить роль персонала «Амбулаторный прием».

Начало работы с модулем

Выберите модуль «ЭМК».



Будет открыто окно модуля.



Для осуществления дальнейшей работы с модулем требуется произвести поиск пациента

История офтальмологических осмотров

Блок «История офтальмологических осмотров» предназначен для отображения всех посещений офтальмолога и просмотр случаев офтальмологического профиля.

Для просмотра истории офтальмологических осмотров нажмите на кнопку «История офтальмологических осмотров» над древом ЭПМЗ.

The screenshot displays the 'История офтальмологических осмотров' (History of Ophthalmological Examinations) block. The left sidebar contains patient information for Natalya Filatova, including her date of birth (19.08.1996), gender (Female), and contact details. The main area shows a list of medical history entries, including a diagnosis of 'L50.0 - Allergic rhinitis' and 'I49.9 - Disturbance of sinus rhythm'. The right panel shows a list of ophthalmological examinations, with a detailed view of a visit on 16.09.2026 at 07:56. The examination details include the patient's name (Filatova Natalya), the doctor (Samarin I.A.), and the findings of the examination, such as 'H52.1 - Myopia (Main disease) [Both eyes (OU)]' and 'H52.1 - Myopia (Main disease) [Both eyes (OU)]'.

Будет открыт блок «История офтальмологических осмотров», который содержит сведения о всех случаях офтальмологического профиля.

This screenshot provides a detailed view of the 'История офтальмологических осмотров' (History of Ophthalmological Examinations) block. The left sidebar shows patient information for Natalya Filatova. The main area displays a list of ophthalmological examinations, with a detailed view of a visit on 16.09.2026 at 07:56. The examination details include the patient's name (Filatova Natalya), the doctor (Samarin I.A.), and the findings of the examination, such as 'H52.1 - Myopia (Main disease) [Both eyes (OU)]' and 'H52.1 - Myopia (Main disease) [Both eyes (OU)]'.

Для просмотра подробных сведений о случае, выберите нужный случай из списка одним кликом.

История офтальмологических осмотров

Посещения

16.09.2026 07:56 - Посещение врача, Самаркин И.А.

15.09.2026 11:23 - Посещение врача, Самаркин И.А.

15.09.2026 10:42 - Посещение врача, Черкасова А.Е.

Данные осмотра

Состояние зрения

Посещение врача 16.09.2026 07:56

Общая информация:

Организация: БСМП №86
Создавший: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)
Дата создания: 17.09.2026 13:07
Профиль ЭПМЗ: Офтальмологический профиль

Информация о посещении:

Дата: 16.09.2026 07:56
Врач: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)
Место обслуживания: поликлиника
Следующее посещение:
Диагноз: H52.1 - Миопия (Основное заболевание) [Оба глаза (OU)]
Жалобы:
нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения при нагрузках
Анамнез: ухудшение зрения последние полгода
Объективно:
Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2
Объективные данные офтальмологического осмотра:
Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50
Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1
Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без миопии, верт. М -1.75 дптр
Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм
Диагноз H52.1 - Миопия (основное заболевание). Миопия слабой степени, сложный миопический астигматизм.
Назначенные препараты: Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Сведения о посещении разделены на две вкладки.

Во вкладке «Данные осмотра» отображена общая информация о посещении.

История офтальмологических осмотров

Посещения

16.09.2026 07:56 - Посещение врача, Самаркин И.А.

15.09.2026 11:23 - Посещение врача, Самаркин И.А.

15.09.2026 10:42 - Посещение врача, Черкасова А.Е.

Данные осмотра

Состояние зрения

Посещение врача 16.09.2026 07:56

Общая информация:

Организация: БСМП №86
Создавший: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)
Дата создания: 17.09.2026 13:07
Профиль ЭПМЗ: Офтальмологический профиль

Информация о посещении:

Дата: 16.09.2026 07:56
Врач: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)
Место обслуживания: поликлиника
Следующее посещение:
Дигноз: H52.1 - Миопия (Основное заболевание) [Оба глаза (OU)]
Жалобы:
нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения при нагрузках
Анамнез: ухудшение зрения последние полгода
Объективно:
Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2
Объективные данные офтальмологического осмотра:
Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50
Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1
Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без миопии, верт. М -1.75 дптр
Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм
Диагноз H52.1 - Миопия (основное заболевание). Миопия слабой степени, сложный (описание): миопический астигматизм.
Назначенные препараты: Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Во вкладке «Состояние зрения» отображены данные офтальмологического осмотра.

История офтальмологических осмотров

Посещения

16.09.2026 07:56 - Посещение врача, Самаркин И.А.

15.09.2026 11:23 - Посещение врача, Самаркин И.А.

15.09.2026 10:42 - Посещение врача, Черкасова А.Е.

Данные осмотра

Состояние зрения

Объективные данные офтальмологического осмотра

Левый глаз (OS)

Острота зрения

Способ оценки остроты зрения

Корректируется

VisOS

sph

cyl

ax

=

-2.25

-2.50

-2.75

5°

—

Поле зрения

Белый

Красный

Зеленый

1

2

4

4

Д объекта при измерении 0.5 см

Данные скиаскопии или рефрактометрии

Метод

Зрачок

Рефрактометрия без мидриаза

Инстиллирован препарат

—

Вид рефракции (верт.)

М (Миопия) -1.75 дптр

Вид рефракции (гор.)

—

Правый

Острота зрения

Способ оценки остроты зрения

Корректируется

VisOD

sph

cyl

ax

=

-2.75

—

+0.50

—

—

Данные скиаскопии или рефрактометрии

Метод

Зрачок

Рефрактометрия без мидриаза

Инстиллирован препарат

—

Вид рефракции (верт.)

—

Вид рефракции (гор.)

—


Офтальмологический статус

Миопия (близорукость) слабой с



Амбулаторный случай

Для создания амбулаторного случая офтальмологического профиля нажмите на кнопку «Добавить запись», «Амбулаторный случай» и выберите «Офтальмологический профиль».



Будет открыто новое окно «Амбулаторный случай, офтальмологический профиль. Добавление».

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Добавление>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID -

▼ Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный

Вид оплаты:*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:*
1 - лечебно-диагностическая

Направление:

Посещения: (1)

15.09.2026 - Посещение врача (врач-терапевт) <Новое>

15.09.2026 <Новое>

Дата приема:* 15.09.2026 Время:* 10:42 Место посещения:* 1 - поликлиника Место обслуживания:* 178 Черкасова А. Врач:* След. посещение:

< Осмотр Услуги (1) ✓ Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация >

Жалобы:

Анамнез заболевания:

Анамнез жизни:

Объективно:

Предварительный диагноз Локализация Состояние пациента* Удовлетворительное Подозрение на ЗНО

Основной диагноз Локализация Характер основного заболевания:

Сопутствующее заболевание Локализация

Диагноз (описание):

Назначенные препараты:

Создано: Черкасова Алина Евгеньевна, врач-терапевт

Сохранить Печать Завершение случая Экспорт талона Экспорт документа

В блоке «Сведения о случае» необходимо внести общую информацию о случае: выбрать тип случая обслуживания, вид оплаты, цель обслуживания, информацию о направлении (при его наличии). Поля возможно заполнить из выпадающего списка.

▼ Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный

Вид оплаты:*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:*
1 - лечебно-диагностическая

Направление:

Вид оплаты

Поле «Вид оплаты» возможно заполнить из выпадающего списка.

При выборе цели обслуживания «3 – Диспансерное наблюдение» для заполнения поля «Вид оплаты» нажмите на кнопку «Редактировать».

▼ **Сведения о случае:**

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный ▼

Вид оплаты:*
ОМС  

ШРМ (балл/уровень): ▼

Цель обслуживания:*
3 - диспансерное наблюдение ▼

Будет открыто новое окно «Оплата».

Из выпадающего списка заполните поле «Источник оплаты». При выборе источника оплаты, отличного от ОМС, заполните разблокированные поля.

Оплата 

Источник оплаты
ДМС  

Тип документа-основания
2 - Полис ДМС ▼

Вид полиса ОМС ▼

Номер документа
1361535462650504

Серия документа
Поле обязательно для заполнения

ИНН

Дата начала действия документа
03.09.2022 


Дата конца действия документа
Поле обязательно для заполнения 

Наименование организации
ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ" В ЛИПЕЦК

Код организации
48004

ОК


Если при выборе источника оплаты «ОМС» сведения не были заполнены автоматически, нажмите на кнопку «Скопировать полис пациента».



Нажмите «Ок» после внесения известных данных.

ШРМ

Шкала реабилитационной маршрутизации «ШРМ (балл/уровень)» заполняется из выпадающего списка, указывается при наличии услуги группы «B05».



Цель обслуживания

Поле «Цель обслуживания» заполняется из выпадающего списка. При выборе цели обслуживания «2 – консультативная цель» и «3 – диспансерное наблюдение состоящих на диспансерном учете, включая выписку рецептов»,

▼ **Сведения о случае:**

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный ▼

Вид оплаты:*
ОМС  

ШРМ (балл/уровень): ▼

Цель обслуживания:*
3 - диспансерное наблюдение ▼

Будет открыто новое уведомление:

Посещение: 15.09.2026 11:23

В списке услуг содержатся услуги, добавленные автоматически по специальности врача. При изменении цели обслуживания эти услуги будут изменены на новые. Продолжить?

НЕТ ДА

При выборе «Да» в блок «Услуги» автоматически будут добавлены услуги по специальности врача, и появится новое поле, заполнить которое возможно из выпадающего списка. Название поля зависит от выбранной цели обслуживания.

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Добавление>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID -

▼ Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный

Вид оплаты:*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:*
3 - диспансерное наблюдени

Дисп. наблюдение: Поле обязательно для заполнения

Состояние дисп. наблюдени: Поле обязательно для заполнения

Следующая явка по ДН: Поле обязательно для заполнения

Условия проведения ДН:

Направление: Поле обязательно для заполнения

Посещения: (1)

15.09.2026 - Посещение врача (врач-терапевт) <Новое>

15.09.2026 <Новое>

Дата приема:* 15.09.2026 Поле обязательно для заполнения Время:* 10:42 Поле обязательно для заполнения Место посещения:* 1 - поликлиника Поле обязательно для заполнения Место обслуживания:* 178 Черкасова А. Поле обязательно для заполнения Врач:* 178 Черкасова А. Поле обязательно для заполнения След. посещение:

Осмотр **Услуги (1)** **Анализы** **Диагностика** **ЭЛН** **Направления** **Рецепты** **Смотровой кабинет** **Вакцинация**

Жалобы:* Поле обязательно для заполнения

Анамнез заболевания:

Анамнез жизни:

Объективно:* Поле обязательно для заполнения

Предварительный диагноз Поле обязательно для заполнения Локализация Поле обязательно для заполнения Состояние пациента:* Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Основной диагноз Поле обязательно для заполнения Локализация Поле обязательно для заполнения Характер основного заболевания:

Сопутствующее заболевание Поле обязательно для заполнения Локализация Поле обязательно для заполнения

Диагноз (описание): Поле обязательно для заполнения

Назначенные препараты:

Создано: Черкасова Алина Евгеньевна, врач-терапевт

Сохранить Печать Завершение случая Экспорт талона Экспорт документа

Для поля «Цель обслуживания» - «3 – диспансерное наблюдение» из выпадающего списка возможно заполнить дополнительные поля «Состояние дисп.наблюдения» и «Дисп.наблюдение».

Поле «Диспансерное наблюдение» в выпадающем списке содержит диагнозы, по которым пациент состоит на диспансерном наблюдении (активные диспансерные наблюдения).

▼ **Сведения о случае:**

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный

Вид оплаты:*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:*
3 - диспансерное наблюдени

Дисп. наблюдение:
H52.1

Состояние дисп. наблюдения:
1 - Состоит

Следующая явка по ДН:

Условия проведения ДН:

Направление:

Для получения информации о диспансерном наблюдении, нажмите на пиктограмму «Дополнительная информация».

Цель обслуживания:*
3 - диспансерное наблюдени

Дисп. наблюдение:
H52.1

Состояние дисп. наблюдения:
1 - Состоит

Следующая явка по ДН:

Условия проведения ДН:

Направление:

Анамнез заболевания:

Диагноз: H52.1 - Миопия
Дата постановки: 15.09.2026
Примечание: Поставлен на диспансерное наблюдение в процессе осмотра
Дата создания: 15.09.2026 13:01
Периодичность посещений : 4 раза в год (раз в 3 месяца)
Длительность: 2 года

Поле обязательно для заполнения

После завершения амбулаторного случая возможно снять пациента с диспансерного наблюдения по выбранному диагнозу.

Для снятия пациента с диспансерного наблюдения нажмите на кнопку «Завершить диспансерное наблюдение», предварительно сохранив случай.

Состояние дисп. наблюдения:
1 - Состоит

Для внесения следующей явки по диспансерному наблюдению нажмите на кнопку «Изменить запись».

Состояние дисп. наблюдения:
1 - Состоит

Следующая явка по ДН:

Будет открыто новое окно «Следующая явка по ДН», в котором необходимо внести дату следующей явки и место обслуживания.

Следующая явка по ДН:

Дата:

Поле обязательно для заполнения

Место обслуживания:
1 - поликлиника


OK

После завершения случая и подписи документа с «целью обслуживания» - «3 – диспансерное наблюдение» будет сформировано 2 ЭМД: **«Протокол консультации в рамках диспансерного наблюдения»** и **«Контрольная карта диспансерного наблюдения»**.

Для поля «Цель обслуживания» - «7 – телемедицинская консультация» (в зависимости от региона код цели может меняться) амбулаторный случай при завершении и электронной подписи ЭМД будет иметь тип документа **«Телемедицинская консультация» (врач-пациент)**.


Направление

Для внесения направления необходимо нажать кнопку «Редактировать».



Направление:  

В направлении, по которому пришел пациент, заполните номер вручную или по кнопке «Найти направление».



Направление: ✕

Номер направления 
Поле обязательно для заполнения

Дата направления 
Поле обязательно для заполнения

Вид направления
6 - На консультацию ▼

Направившая организация ▼
Поле обязательно для заполнения

Должность направившего врача ▼

Основной диагноз 

Направление дано ▼

Услуга 

ОК

Часть полей в окне сведений о направлении будет заполнена автоматически.

Направление:

Номер направления (ID: 781)
53

Дата направления
16.09.2026

Вид направления
6 - На консультацию

Направившая организация
БСМП №86

Должность направившего врача
110 - врач-терапевт участковый

Направивший врач
123461 Мышкин В. А. (врач-терапевт участковый, Взрослая пол)

Основной диагноз
H52.1 - Миопия

Направление дано

Услуга
B01.029.001 - Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

OK

Для удаления выбранного направления воспользуйтесь кнопкой «Очистить данные направления».

Направление:

Номер направления (ID: 781)
53

Очистить данные направления

При заполнении сведений вручную, заполните поле «Номер направления». Поле «Дата направления» заполняется вручную или с помощью «Календаря». Поля «Вид направления», «Направившая организация» и «Должность направившего врача» заполняются из выпадающего списка.

Для заполнения поля «Основной диагноз» нажмите на кнопку «Выбор значения из списка».

Направление: ×

Номер направления
11

🔍

Дата направления
14.09.2026

📅

Вид направления
6 - На консультацию

▼

Направившая организация
БСМП №86

▼

Должность направившего врача

▼

Направивший врач

▼

Основной диагноз

✎

Направление дано

▼

Услуга

✎

ОК

Будет открыто окно «Основной диагноз». Выберите диагноз и нажмите «Ок».

Выбор диагноза

миоп

- ☆ G72.9 - Миопатия неуточненная
- ☆ G73.4 - Миопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках
- ☆ G73.5 - Миопатия при эндокринных болезнях
- ☆ G73.6 - Миопатия при нарушениях обмена веществ
- ☆ G73.7 - Миопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках
- ☆ H44.2 - Дегенеративная миопия
- ☆ H52.1 - Миопия**
- ☆ I25.5 - Ишемическая кардиомиопатия
- ☆ I42 - Кардиомиопатия
- ☆ I42.0 - Дилатационная кардиомиопатия
- ☆ I42.1 - Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия
- ☆ I42.2 - Другая гипертрофическая кардиомиопатия
- ☆ I42.5 - Другая рестриктивная кардиомиопатия
- ☆ I42.6 - Алкогольная кардиомиопатия
- ☆ I42.7 - Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов
- ☆ I42.8 - Другие кардиомиопатии
- ☆ I42.9 - Кардиомиопатия неуточненная

OK

Поле «Направление дано» заполняется из выпадающего списка.

Для заполнения поля «Услуга» нажмите на кнопку «Выбор значения из списка».

Основной диагноз
H52.1 - Миопия

Направление дано

Услуга

OK

Для сохранения направления нажмите «Ок».

Оформление посещения

Следующим этапом по добавлению амбулаторного случая является оформление посещения. Амбулаторные случаи состоят из посещений врача. При создании случая первое посещение создается автоматически.

Посещение врача: 15.09.2026 <H52.1>

Дата приема:* 15.09.2026	Время:* 11:23	Место посещения:* 1 - поликлиника	Место обслуживания:* 1 - Кабинет врача	Врач:* 54 Самаркин И. А.	След. посещение:
-----------------------------	------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	------------------

Для каждого посещения должны быть указаны: дата и время приёма, врач, место обслуживания. Также можно указать дату следующего посещения.

Запись на следующее посещение доступна после сохранения случая.

Для внесения записи пациента на следующий прием нажмите на кнопку «Изменить запись».

Посещение врача: 15.09.2026 <H52.1>

Дата приема:* 15.09.2026	Время:* 11:23	Место посещения:* 1 - поликлиника	Место обслуживания:* 1 - Кабинет врача	Врач:* 54 Самаркин И. А.	След. посещение:
-----------------------------	------------------	--------------------------------------	---	-----------------------------	------------------

Будет открыто новое окно «Запись на прием», с помощью которого возможно записать пациента на повторный прием.

Запись на прием: Пациент : Филатова Наталья Витальевна (19.08.1996 г.р.)

Выбор даты

« сентябрь » « 2026 »

пн	вт	ср	чет	пт	сб	вс
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Фильтры

Обособленное подразделение

Подразделение

Специальность

Выбор врача

☐ Выделить все

☒ 54 - Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)

День < > Сегодня > Список записанных пациентов

54 - Самаркин И. А. (врач-офтальмолог, Взрослая поликлиника)

вторник, 15 сентября 2026

Вторичный прием 09:30 - 11:10, слотов: 4

09:30 - 09:51	09:51 - 10:12	10:12 - 10:33	10:33 - 10:54
---------------	---------------	---------------	---------------

OK

Для добавления нового посещения требуется открыть нужную ЭПМЗ, после чего нажать кнопку «Добавить посещение» в блоке «Посещения» и выбрать нужное действие.

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Добавление>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID -

▼ Сведения о случае:

Тип случая обслуживания.*
1 - Первичный

Вид оплаты.*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания.*
1 - лечебно-диагностическая

Направление:

Посещения: (1)

Добавить новое (пустое) посещение

Добавить новое посещение на основе предыдущего

15.09.2026 <Новое>

Дата приема.* 15.09.2026

Время.* 14:45

Место посещения.* 1 - поликлиника

Место обслуживания.* 1 - Кабинет врача

Врач.* 54 Самаркин И. А

След. посещение:

Осмотр Услуги (1) Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация

Жалобы.*

Анамнез заболевания:

Анамнез жизни:

Объективно.*

Локализация

Состояние пациента.* Удовлетворительное

Подозрение на ЗНО

При выборе «Добавить новое посещение на основе предыдущего» сведения, внесенные в случай, будут полностью скопированы в новое посещение.

Удалить ошибочно внесенное посещение возможно выбрав нужное посещение из списка одним кликом и нажать на кнопку «Удалить посещение». **Обратите внимание, что удалить посещение из случая возможно только для незавершенного случая.**

Посещения: (2)

Добавить новое (пустое) посещение

Добавить новое посещение на основе предыдущего

15.09.2026 - Посещение врача (врач-офтальмолог) <H52.1>

15.09.2026 - Посещение врача (врач-офтальмолог) <H52.1> <Новое>

Добавлять посещения можно только в ЭПМЗ, созданные текущим пользователем, за некоторыми исключениями:

- пользователи с правом «Редактирование всех ЭПМЗ организации» могут добавлять посещения в любую ЭПМЗ.

Вкладка «Осмотр»

Данная вкладка содержит основную информацию об осмотре пациента.

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Добавление>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID -

Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:* 1 - Первичный

Вид оплаты:* ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:* 1 - лечебно-диагностическая

Направление:

Посещения: (1)

15.09.2026 - Посещение врача (врач-офтальмолог) <Новое>

15.09.2026 <Новое>

Дата приема:* 15.09.2026 Время:* 15:19 Место посещения:* 1 - поликлиника Место обслуживания:* 1 - Кабинет врача Врач:* 54 Самаркин И. А След. посещение:

Осмотр Услуги (1) Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация

Жалобы:

Анамнез заболевания:

Анамнез жизни:

Объективно:

Предварительный диагноз Локализация Состояние пациента* Удовлетворительное Подозрение на ЗНО

Основной диагноз Локализация Характер основного заболевания:

Сопутствующее заболевание Локализация

Диагноз (описание):

Назначенные препараты:

Создано: Самаркин Иван Александрович, врач-офтальмолог


Сохранить Печать Завершение случая Экспорт талона Экспорт документа

Заполнение вкладки осмотра выполняется пользователем вручную, либо редактируется информация, добавленная шаблоном. Информация вводится в каждый из присутствующих в поле «Осмотр» пунктах:


- «Жалобы»;
- «Анамнез заболевания»;
- «Анамнез жизни»;
- «Объективно»;
- «Предварительный диагноз»;
- «Основной диагноз»;
- «Диагноз (описание)»;
- «Назначенные препараты»;
- «Прочее лечение»;
- «План обследования»;
- «Рекомендации».

В зависимости от региональных настроек будет доступен голосовой ввод текста. Перед использованием голосового ввода убедитесь, что устройство записи звука подключено к ПК пользователя.

Для голосового ввода текста нажмите на кнопку «Голосовой ввод».



Будет открыто окно «Запись голоса». Нажмите на кнопку «Начать запись» и выполните запись голоса, который автоматически будет преобразован в текст.



Проверьте правильность внесенных данных и при необходимости внесите правки в текст. Нажмите «Ок» для сохранения внесенных данных.

Поле «Объективно» заполняется из предзаполненных шаблонных форм. Для этого нажмите на кнопку «Изменить» справа от строки.

Осмотр Услуги (1) Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация

Жалобы:*
нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение сумеречного зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения

Анамнез заболевания:
ухудшение зрения последние полгода

Анамнез жизни:

Объективно:*

Поле обязательно для заполнения

Будет открыто новое окно «Объективно».

Объективно:*

▼ Общие сведения, витальные параметры и антропометрия:

Рост: 168 (см) Вес: 57.10 (кг) ИМТ: 20.23 кг/м2 АД: / Температура: ЧСС: ЧДД:

▼ Объективные данные офтальмологического осмотра

Левый глаз (OS)

Острота зрения

Способ оценки остроты зрения
☒ Корректируется ☐ Не корректируется ☐ Светоощущение

VisOS sph cyl ax =

Поле зр...
ВГД

По Маклакову Бесконтактно Пальпаторно

Поле зрения

Белый Красный Зеленый

D объекта при измерении 0.5 см

Данные скиаскопии или рефрактометрии

Метод: Рефрактометрия Зрачок: без мидриаза

Инстиллирован препарат: Ручной ввод

Правый глаз (OD)

Острота зрения

Способ оценки остроты зрения
☒ Корректируется ☐ Не корректируется ☐ Светоощущение

VisOD sph cyl ax =

Поле зр...
ВГД

По Маклакову Бесконтактно Пальпаторно

Поле зрения

Белый Красный Зеленый

D объекта при измерении 0.5 см

Данные скиаскопии или рефрактометрии

Метод: Рефрактометрия Зрачок: без мидриаза

Инстиллирован препарат: Ручной ввод

ОК

В блоке «Общие сведения, витальные параметры и антропометрия» поля «Рост» и «Вес» заполняются автоматически.

Так же существует возможность заполнить данные автоматически из ЭМК пациента, нажав на кнопку «Подставить данные антропометрии из ЭМК пациента».

Объективно:*

▼ Общие сведения, витальные параметры и антропометрия:

Рост:	168 (см)	Вес:	57.10 (кг)		ИМТ:	20.23 кг/м2	АД:	___/___	Температура:	___	ЧСС:	___	ЧДД:	___
-------	----------	------	------------	---	------	-------------	-----	---------	--------------	-----	------	-----	------	-----

Поля «АД», «Температура», «ЧСС», «ЧДД» заполняются вручную либо с помощью стрелочек справа от строки.

Объективно:*

▼ Общие сведения, витальные параметры и антропометрия:

Рост:	168 (см)	Вес:	57.10 (кг)		ИМТ:	20.23 кг/м2	АД:	 / 	Температура:		ЧСС:		ЧДД:	
-------	----------	------	------------	---	------	-------------	-----	---	--------------	---	------	---	------	---

В блоке «Объективные данные офтальмологического осмотра» внесите сведения об остроте зрения.

Установите переключатель на нужное значение в блоке «Способ оценки остроты зрения».

Острота зрения

Способ оценки остроты зрения

 ☒ Корректируется  ☐ Не корректируется  ☐ Светоощущение

VisOS sph cyl ax =

Поле обн...

В блоке «Острота зрения» заполните поля вручную либо с помощью стрелочек справа от строки.

Острота зрения

Способ оценки остроты зрения

☒ Корректируется ☐ Не корректируется ☐ Светоощущение

VisOS sph cyl ax =

Поле обн...

В блоке «ВГД» поля «По Маклакову» и «Бесконтактно» заполняются вручную либо с помощью стрелочек справа от строки. Поле «Пальпаторно» заполняется из выпадающего списка.

ВГД

По Маклакову Бесконтактно Пальпаторно

В блоке «Поле зрения» установите переключатель на значение «Белый», «Красный», «Зеленый» и внесите данные в таблицу.

Поле «D объекта при измерении» заполняется вручную либо с помощью стрелочек справа от строки.

Поле зрения

Белый
Красный
Зеленый

D объекта при измерении 0.5 см

В блоке «Данные скиаскопии или рефрактометрии» заполните поля «Метод» и «Зрачок» из выпадающего списка.

Поля «Инстиллирован препарат» и «В дозе» заполняется из выпадающего списка. При отсутствии значений в справочнике, поставьте отметку «Ручной ввод» и заполните поля вручную.

Данные скиаскопии или рефрактометрии	
Метод:	Зрачок:
Рефрактометрия	без мидриаза
Инстиллирован препарат:	☒ Ручной ввод
в дозе	☐ Ручной ввод дозы
Вид рефракции (верт.)	
Вид рефракции (гор.)	
Офтальмологический статус	

Поле обязательно для заполнения

Заполните поля «Вид рефракции (верт.)» и «Вид рефракции (гор.)» из выпадающего списка. Поля «Диоптрии» заполняются вручную либо с помощью стрелочек справа от строки.

Поле «Офтальмологический статус» заполняется вручную.

Данные скиаскопии или рефрактометрии	
Метод:	Зрачок:
Рефрактометрия	без мидриаза
Инстиллирован препарат:	☒ Ручной ввод
в дозе	☐ Ручной ввод дозы
Вид рефракции (верт.)	
М (Миопия)	-1.75 дптр
Вид рефракции (гор.)	
Офтальмологический статус	

Поле обязательно для заполнения

В блоке «Дополнительные сведения» поле «Дополнительно» заполняется вручную.

▼ **Дополнительные сведения:**

Дополнительно

Нажмите «Ок» для сохранения внесенных данных.

Внесение диагнозов

Для заполнения диагноза из справочника нажмите на кнопку «Выбрать значение из списка».

15.09.2026 <Новое>

Дата приема:* 16.09.2026 Время:* (№5024) 07:56 Место посещения:* 1 - поликлиника Место обслуживания:* 1 - Кабинет врача Врач:* 54 Самаркин И. А След. посещение:

← **Осмотр** ⚠ Услуги (1) ✓ ➕ Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация →

Объективно:*
Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2
Объективные данные офтальмологического осмотра:
Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50
Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1 ✓ ✎
Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без мидриаза, верт. М -1.75 дптр
Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Предварительный диагноз ✎ ≡ + Локализация Состояние пациента:* Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Основной диагноз ✎ ≡ + Локализация ⚠ Характер основного заболевания: ▼

Сопутствующее заболевание ✎ ≡ ✕ + Локализация ▼

Диагноз (описание):

Поле обязательно для заполнения

Далее необходимо выбрать подходящий диагноз из списка, либо воспользоваться поиском (кнопка «Найти»). После выбора диагноза нажать «ОК».

Выбор диагноза

Анализ данных с использованием систем искусственного интеллекта

AIDA

- ★ B33.2 - Вирусный кардит
- ★ D03.5 - Меланома in situ туловища
- ★ F10.8 - Другие психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением алкоголя
- ★ F15 - Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин)
- ★ I10 - Эссенциальная [первичная] гипертензия
- ★ I49.9 - Нарушение сердечного ритма неуточненное
- ★ K02.0 - Кариес эмали
- ★ K80.3 - Камни желчного протока с холангитом
- ★ L50.0 - Аллергическая крапивница
- ★ O30.0 - Беременность двойней
- ★ Q21.0 - Дефект межжелудочковой перегородки
- ★ S00.0 - Поверхностная травма волосистой части головы
- ★ Z00.0 - Общий медицинский осмотр
- ★ Z00.1 - Рутинное обследование состояния здоровья ребенка

ОК

В зависимости от региональных настроек будет доступен блок «Анализ данных с использованием систем искусственного интеллекта».

При заполненных полях «Жалобы» и «Анамнез» будет отображен диагноз, установленный ИИ. Для заполнения поля «Диагноз» выберите установленный ИИ диагноз одним кликом.

Выбор диагноза

Анализ данных с использованием систем искусственного интеллекта

AIDA

- ★ B33.2 - Вирусный кардит
- ★ D03.5 - Меланома in situ туловища

ОК

Выбор шаблона заполнения осмотра

Для заполнения диагноза по шаблону нажмите на кнопку «Меню» и выберите действие «Выбрать диагноз из шаблона».

Шаблоны создаются в модуле «Редактор шаблонов».

Предварительный диагноз

Основной диагноз

Сопутствующее заболевание

Локализация

Состояние пациента*
Удовлетворительное

☐ Подозрение на ЗНО

Характер основного заболевания:

Выбрать диагноз из шаблона

Поставить на диспансерное наблюдение

Далее необходимо выбрать подходящий шаблон из списка, для этого можно воспользоваться поиском (кнопка «Найти»). После выбора шаблона нажать «ОК».

Выбор шаблона

Код	Наименование	Уровень доступа
H25.0	H25.0 - Начальная старческая катаракта	Уровень организации
J01.0	J01.0 - Острый верхнечелюстной синусит	Уровень организации
J32.4	J32.4 - Хронический пансинусит	Уровень организации
N18.5	N18.5 - Хроническая болезнь почки, стадия 5	Уровень организации
I49.9	нарушение сердечного ритма неуточненное	Уровень организации

Далее появится окно с данными, которые содержит этот шаблон.

H25.0 - Начальная старческая катаракта

Жалобы:

☐ снижение зрения ☐ туман перед глазами

Анамнез

Анамнез

+

Веки:

☐ гиперемия кожи ☐ Левый глаз
☐ оба глаза без патологий ☐ Правый глаз

Глазное дно правый глаз:

☐ Границы четкие
☐ Зрительный нерв бледно-розовый
☐ Патологии не выявлено
☐ Ход и калибр сосудов не изменен
☐ Центральный отдел

Глазное дно левый глаз:

☐ Границы четкие
☐ Зрительный нерв бледно-розовый
☐ Патологии не выявлено
☐ Ход и калибр сосудов не изменен
☐ Центральный отдел

Роговица:

☐ Гладкая ☐ помутнее ☐ прозрачная

Зона:

☐ не четкая ☐ четкая

Жалобы

Анамнез заболевания

Анамнез жизни

Объективно

Веки _____ Глазное дно правый _____ Глазное дно левый _____ Роговица _____ зона _____

Диагноз

Начальная старческая катаракта H25.0

Назначенные препараты

Прочее лечение

План обследования

Рекомендации

OK

В окне необходимо заполнить параметры. Это осуществляется путём введения информации в левой части экрана в соответствующие текстовые поля и выбора нужных отметок либо записей.

H25.0 - Начальная старческая катаракта

Жалобы:
☒ снижение зрения ☒ туман перед глазами

Анамнез
зрение стало снижаться 6 мес. назад

Веки:
☒ гиперемия кожи ☐ Левый глаз
☐ оба глаза без патологий ☒ Правый глаз

Глазное дно правый глаз:
☒ Границы четкие
☒ Зрительный нерв бледно-розовый
☐ Патологии не выявлено
☒ Ход и калибр сосудов не изменен
☐ Центральный отдел

Глазное дно левый глаз:
☐ Границы четкие
☐ Зрительный нерв бледно-розовый
☐ Патологии не выявлено
☐ Ход и калибр сосудов не изменен
☐ Центральный отдел

Роговица:
☐ Гладкая ☐ помутнее ☐ прозрачная

Зона:
☐ не четкая ☐ четкая

Жалобы
снижение зрения; туман перед глазами

Анамнез заболевания
зрение стало снижаться 6 мес. назад

Анамнез жизни

Объективно
Веки гиперемия кожи; Правый глаз Глазное дно правый Границы четкие; Зрительный нерв бледно-розовый
Глазное дно правый ____ Роговица ____ зона ____

Диагноз
Начальная старческая катаракта H25.0

Назначенные препараты

Прочее лечение

План обследования

Рекомендации

OK

При необходимости можно скрыть параметры либо предпросмотр нажатием соответствующих кнопок в верхней части окна.

H25.0 - Начальная старческая катаракта

Жалобы:
☒ снижение зрения ☒ туман перед глазами

Анамнез
зрение стало снижаться 6 мес. назад

Жалобы
снижение зрения; туман перед глазами

Анамнез заболевания
зрение стало снижаться 6 мес. назад

Анамнез жизни

После введения информации данные в полях осмотра будут дополнены только что добавленными сведениями, что отображается в правой части экрана. Информацию в полях осмотра также можно редактировать.

Н25.0 - Начальная старческая катаракта

Жалобы:

☒ снижение зрения
 ☒ туман перед глазами

Анамнез

зрение стало снижаться 6 мес. назад

Веки:

☒ гиперемия кожи
 ☐ Левый глаз
☐ оба глаза без патологий
 ☒ Правый глаз

Глазное дно правый глаз:

☒ Границы четкие
☒ Зрительный нерв бледно-розовый
☐ Патологии не выявлено
☒ Ход и калибр сосудов не изменен
☐ Центральный отдел

Глазное дно левый глаз:

☐ Границы четкие
☐ Зрительный нерв бледно-розовый
☐ Патологии не выявлено
☐ Ход и калибр сосудов не изменен
☐ Центральный отдел

Роговица:

☐ Гладкая
 ☐ помутнее
 ☐ прозрачная

Зона:

☐ не четкая
 ☐ четкая

Жалобы

снижение зрения; туман перед глазами

Анамнез заболевания

зрение стало снижаться 6 мес. назад

Анамнез жизни

Объективно

Веки гиперемия кожи; Правый глаз Глазное дно правый Границы четкие; Зрительный нерв бледно-розовый

Глазное дно правый _____ Роговица _____ зона _____

Диагноз

Начальная старческая катаракта Н25.0

Назначенные препараты

Прочее лечение

План обследования

Рекомендации

OK

Для применения шаблона к случаю нажмите «Ок».

После этого поля во вкладке «Осмотр» будут заполнены согласно шаблону и информации, введенной в шаблон. Данные, внесенные вручную, будут изменены на данные из шаблона. Сведения, внесенные в поле «Объективно» будут отображены в поле «Дополнительно» блока «Дополнительные сведения».

Также во вкладку «Услуги» будут добавлены все услуги, привязанные к шаблону.

Осмотр Услуги (1) ✓ Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация					
Диагноз	Код	Услуга Наименование	Кол-во	Дата	Перс
H52.1 - Миопия	B01.029.001	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	1	16.09.2026	Самаркин И. А. (врач-офтальм

После внесения диагноза будет разблокировано поле «Локализация». Заполните поле из выпадающего списка.

Предварительный диагноз: Локализация Состояние пациента*: Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Основной диагноз: H52.1 - Миопия Локализация Характер основного заболевания:

Сопутствующее заболевание: Локализация

Диагноз (описание):

Поле обязательно для заполнения

Выбор в выпадающем списке «Локализация»:

- Левый глаз (OS)
- Правый глаз (OD)
- Оба глаза (OU)

Добавление сопутствующих диагнозов.

Для добавления сопутствующих и других типов диагнозов нажмите кнопку «Добавить диагноз» и выберите нужный тип диагноза.

Осмотр Услуги (1) ✓ Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
 Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1
 Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без миопии, верт. М -1.75 дптр
 Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Предварительный диагноз: Локализация Состояние пациента*: Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Основной диагноз: H52.1 - Миопия Локализация Характер основного заболевания:

Сопутствующее заболевание: Локализация

Диагноз (описание):

Поле обязательно для заполнения

Назначенные препараты:

Выбор в выпадающем списке «Локализация»:

- Сопутствующее заболевание
- Осложнение основного заболевания
- Внешние причины заболеваемости и смертности
- Основное конкурирующее заболевание
- Основное фоновое заболевание
- Осложнение сопутствующего заболевания
- Основное сочетанное заболевание

Выбранное поле появится в разделе «Диагнозы».

Предварительный диагноз	  	Локализация	Состояние пациента* Удовлетворительное	☐ Подозрение на ЗНО
Основной диагноз H52.1 - Миопия	  	Локализация Оба глаза (OU)	Характер основного заболевания:	
Сопутствующее заболевание	   	Локализация		
Осложнение основного заболевания	   	Локализация		

Для удаления дополнительных полей нажмите на кнопку «Удалить диагноз» напротив нужной строки. Также при сохранении пустые дополнительные поля будут удалены автоматически.

Сопутствующее заболевание	   	Локализация
---------------------------	--	-------------

Внести диагноз в поле «Сопутствующее заболевание» и аналогичные поля можно с помощью поиска, для этого необходимо нажать по кнопке «Выбрать значение из списка» справа от строки.

Сопутствующее заболевание	   	Локализация
---------------------------	--	-------------

Далее в открывшемся окне необходимо выбрать подходящий диагноз из списка, либо воспользоваться поиском (кнопка «Найти»), после чего нажать «ОК».

Выбор диагноза

🔍 ☆

- ★ H52.1 - Миопия
- ☆ A00 - Холера
- ☆ A00.0 - Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae
- ☆ A00.1 - Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor
- ☆ A00.9 - Холера неуточненная
- ☆ A01 - Тиф и паратиф
- ☆ A01.0 - Брюшной тиф
- ☆ A01.1 - Паратиф А
- ☆ A01.2 - Паратиф В
- ☆ A01.3 - Паратиф С
- ☆ A01.4 - Паратиф неуточненный
- ☆ A02 - Другие сальмонеллезные инфекции
- ☆ A02.0 - Сальмонеллезный энтерит
- ☆ A02.1 - Сальмонеллезный сепсис
- ☆ A02.2 - Локализованная сальмонеллезная инфекция
- ☆ A02.8 - Другая уточненная сальмонеллезная инфекция
- ☆ A02.9 - Сальмонеллезная инфекция неуточненная

OK

Поля, обязательные для заполнения, будут иметь пометку «Не заполнены обязательные поля».

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Добавление>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID -

Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:* 1 - Первичный

Вид оплаты:* ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:* 1 - лечебно-диагностическая

Направление:

Посещения: (1)

15.09.2026 - Посещение врача (врач-офтальмолог) <Новое>

15.09.2026 <Новое>

Дата приема:* 16.09.2026 Время:* (№5024) 07:56 Место посещения:* 1 - поликлиника Место обслуживания:* 1 - Кабинет врача Врач:* 54 Самаркин И. А След. посещение:

Осмотр Услуги (0) Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация

Объективные данные офтальмологического осмотра:
Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50
Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4, красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1
Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без мидриаза, верт. М -1.75 дптр
Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Предварительный диагноз Локализация

Основной диагноз H52.1 - Миопия Локализация Оба глаза (OU)

Сопутствующее заболевание Локализация

Диагноз (описание):

Поле обязательно для заполнения

Назначенные препараты:

Прочее лечение:

План обследования:

Состояние пациента:* Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Характер основного заболевания:

Из выпадающего списка заполните поле «Характер основного заболевания».

Заполнить поле «Диагноз (описание)» возможно вручную либо с помощью кнопки «Заполнить автоматически».

Предварительный диагноз Локализация

Основной диагноз H52.1 - Миопия Локализация Оба глаза (OU)

Сопутствующее заболевание Локализация

Диагноз (описание):

Поле обязательно для заполнения

Состояние пациента:* Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Характер основного заболевания: 3 - Ранее установленное хроническое

Поля «Назначенные препараты», «Прочее лечение» и «План обследования» заполняются вручную. Для сохранения случая должно быть заполнено поле «Назначенные препараты» либо «Прочее лечение».

Поле «Рекомендации» возможно заполнить вручную либо с помощью кнопки «Заполнить автоматически». При выборе «Заполнить автоматически» поле будет заполнено сведениями, внесенными в поле «Прочее лечение».

Назначенные препараты:
Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Прочее лечение:
гимнастика для глаз, очки

План обследования:

Рекомендации:

После заполнения вкладки «Осмотр» нажмите на кнопку «Сохранить» и выберите действие «Сохранить».

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Добавление>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID -

▼ Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный

Вид оплаты:*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:*
1 - лечебно-диагностическая

Направление:

Посещения: (1)

15.09.2026 - Посещение врача (врач-офтальмолог) <Новое>

15.09.2026 <Новое>

Дата приема:* 16.09.2026 Время:* (№5024) 07:56 Место посещения:* 1 - поликлиника Место обслуживания:* 1 - Кабинет врача Врач:* 54 Самаркин И. А След. посещение:

Осмотр Услуги (1) Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация

Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без миопии, верт. М-1.75 дптр
Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Предварительный диагноз Локализация

Основной диагноз H52.1 - Миопия Локализация Оба глаза (OU)

Сопутствующее заболевание Локализация

Диагноз (описание):
H52.1 - Миопия (основное заболевание). Миопия слабой степени, сложный миопический астигматизм.

Назначенные препараты:
Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Прочее лечение:
гимнастика для глаз, очки

План обследования:

Сохранить
Сохранить и завершить случай
Сохранить, завершить случай и подписать документ
Сохранить и распечатать осмотр

Сохранить Печать Завершение случая Экспорт талона Экспорт документа

Вкладка «Услуги»

Из данной вкладки возможно добавлять, редактировать и удалять услуги, предоставленные пациенту.

Подробную работу с вкладкой смотрите в инструкции «ЭМК общий профиль».

Вкладка «Анализы»

Вкладка «Анализы» служит для создания заказов и просмотра результатов анализов пациента. **Вкладка «Анализы» становится доступной после сохранения случая.**

Подробную работу с вкладкой смотрите в инструкции «ЭМК общий профиль».

Вкладка «Диагностика»

Из данной вкладки возможно создавать, просматривать направления на диагностические исследования. **Вкладка «Диагностика» становится доступна после сохранения случая.**

Подробную работу с вкладкой смотрите в инструкции «ЭМК общий профиль».

Вкладка «Направления»

Во вкладке «Направления» имеется возможность создать направления, привязанные к редактируемому ЭПМЗ, а также просмотреть все направления пациента. **Вкладка «Направления» доступна после сохранения случая.**

Подробную работу с вкладкой смотрите в инструкции «ЭМК общий профиль».

Завершение случая

Для завершения случая нажмите на кнопку «Завершение случая» и выберите нужное действие.

Сложный миопический астигматизм

Состояние пациента*
Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Характер основного заболевания:
3 - Ранее установленное хроническое

Локализация
Оба глаза (OU)

Локализация

Локализация

Создано: 17.09.2026 - Самаркин И. А., врач

Подписать документ

Сохранить Печать **Завершение случая** Экспорт талона Экспорт документа

Завершить случай
Завершить случай и сформировать талон
Завершить, сформировать талон и подписать
Завершить случай и не подавать на оплату
Не подавать на оплату
Отмена признака 'Не подавать на оплату'
Завершить случай и подписать документ
Отменить завершение случая

Будет открыто окно «Завершение случая», в котором нужно указать необходимые параметры и нажать кнопку «ОК», после чего случай будет завершён.

Завершение случая ✕

Случай обслуживания:*
1 - Законченный ▼

Результат обращения:*
301 - Лечение завершено ▼

Исход заболевания:*
301 - Выздоровление ▼

ОК

При завершении амбулаторного случая с результатом обращения «Направлен на госпитализацию» в этом же окне будет доступно поле «Вид госпитализации».

Завершение случая ✕

Случай обслуживания:*
1 - Законченный ▼

Результат обращения:*
305 - Направлен на госпитализацию ▼

Вид госпитализации: ▼

Исход заболевания:*
301 - Выздоровление ▼

ОК

Отмена завершения

Для отмены завершения случая нажмите на кнопку «Завершение случая» и выберите действие «Отменить завершение случая».


Подпись документа

Для подписи документа нажмите на кнопку «Завершение случая» и выберите действие «Завершить, сформировать талон и подписать» либо «Завершить случай и подписать документ» для незавершенного случая.


Если случай завершен, выберите действие «Подписать документ».

Будет открыто окно выбора криптопровайдера.

Выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите «Ок» либо откройте запись двойным кликом.



Будет открыто окно выбора сертификата подписи. Выберите нужный сертификат из списка одним кликом и нажмите «Ок».



Откроется окно для ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку «ОК» для завершения.

Введите пароль контейнера ключа

Пароль

ОК

После подписи в шапке формы появится соответствующая пометка «Документ подписан ЭП».

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Случай завершен>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12

ID 20062

При нажатии на неё отобразится более подробная информация о подписи и статусе отправки.

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Случай завершен>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12

▼ Сведения о случае:

Тип случая обслуживания*
1 - Первичный

Вид оплаты*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания*
1 - Лечебно-диагностическая

Направление:

Посещение врача: 16.09.2026 <H52.1>

Дата приема*	Время* (H5024)	Место посещения*	Место обслуживания*	Врач*
16.09.2026	07:56	1 - поликлиника	1 - Кабинет врача	54 Самаркин И. А.

Осмотр Услуги (1) Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой к

Жалобы:

нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет ч

Анамнез заболевания:

ухудшение зрения последние полгода

ID ЭМД: 1319
Дата создания: 21.09.2026
Статус отправки в РИР РЭМД: -
ЭП: Самаркин Иван Александрович (Подпись врача)
Посмотреть подписи

ID ЭМД: 1320
Дата создания: 21.09.2026
Статус отправки в РИР РЭМД: -
ЭП: Самаркин Иван Александрович (Подпись врача)
Посмотреть подписи

Формирование талона

Для формирования талона и отмены формирования откройте меню «Экспорт талона» в нижней части окна редактирования и выберите нужный пункт.


Информация о талоне будет отображена в шапке случая.

Контекстное меню


Некоторый функционал взаимодействия с ЭПМЗ продублирован в контекстном меню, вызываемом кликом правой кнопкой мыши по ЭПМЗ.

Прикрепление файла


Для прикрепления файла к случаю в контекстном меню выберите действие «Прикрепить файл».



Будет открыто новое окно «Прикрепление файла». Нажмите на кнопку «Выбрать/заменить файл».



Будет открыто новое окно «Выбрать файл для прикрепления», в котором необходимо выбрать нужный файл и нажать на кнопку «Открыть».



Заполните поле «Наименование документа» и нажмите на кнопку «Сохранить» для прикрепления файла к выбранному случаю.

Прикрепление файла ✕

Введите название документа для последующего отражения в ЭМК


2026-11-09_002

Выбрать/Заменить файл


СОХРАНИТЬ

Редактирование файла


Для редактирования прикрепленного файла, в контекстном меню выберите пункт «Редактировать файл».



Будет открыто новое окно «Редактирование файла». Нажмите на кнопку «Выбрать/заменить файл».




Будет открыто новое окно «Выбрать файл для прикрепления», в котором возможно внести имя файла и нажмите на кнопку «Сохранить».



После этого файл будет заменён.

Открепление файла


Для открепления прикрепленного файла, в контекстном меню выберите пункт «Открепить файл».



Выбранный файл будет откреплён.


Скачать файл для просмотра

Для сохранения прикрепленного файла, в контекстном меню выберите пункт «Скачать файл для просмотра».



Создать новый случай на основании

Для создания случая на основании выберите случай-основание из списка ЭПМЗ одним кликом и вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши. В контекстном меню выберите действие «Создать новый случай на основании».



Будет открыто новое окно «Автозаполнение», в котором необходимо выбрать «Да» для перенесения значений в новый случай.

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Добавление>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID -

Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный

Вид оплаты:*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:*
1 - лечебно-диагностическая

Направление:

Посещения: (1)

21.09.2026 - Посещение врача (врач-офтальмолог) <Новое>

21.09.2026 <Новое>

Дата приема:* 21.09.2026 Время:* 10:12 Место посещения:* 1 - поликлиника Место обслуживания:* 54 Самаркин И. А. Врач* След. посещение:

Осмотр Услуги (1) Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация

Автозаполнение

Случай будет заполнен данными ЭПМЗ ID = 20062.
Будут перенесены следующие значения:

- тип случая обслуживания;
- вид оплаты;
- цель обслуживания;
- дисп. наблюдение (при наличии);
- анамнез заболевания;
- анамнез жизни;
- диагнозы;
- диагноз (описание);
- место посещения.

Продолжить?

НЕТ ДА

Жалобы:*

Анамнез заболевания:

Анамнез жизни:

Объективно:*

Предварительный диагноз

Основной диагноз

Сопутствующее заболевание

Состояние пациента:*
довольствительное Подозрение на ЗНО

Характер основного заболевания:

Создано: Самаркин Иван Александрович, врач-офтальмолог, на основании случая (ID 20062)

Сохранить Печать Завершение случая Экспорт талона Экспорт документа

Экспорт документа

Для амбулаторного случая офтальмологического профиля возможно экспортировать подписанный протокол консультации в формате pdf.

Чтобы экспортировать документ, нажмите на кнопку «Экспорт документа» и выберите «Протокол консультации».

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Случай завершен>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID 20062

Статус талона: Отменен МИС

▼ Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный

Вид оплаты:*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:*
1 - Лечебно-диагностическая

Направление:

Посещения: (1)

16.09.2026 - Посещение врача (врач-офтальмолог) «H52.1»

Случай обслуживания:
1 - Законченный

Результат обращения:
301 - Лечение завершено

Исход заболевания:
301 - Выздоровление

Посещение врача: 16.09.2026 «H52.1»

Дата приема:* 16.09.2026 Время:* (№5024) 07:56 Место посещения:* 1 - поликлиника Место обслуживания:* 1 - Кабинет врача Врач:* 54 Самаркин И. А. (врач-ос) След. посещение:

< Осмотр Услуги (1) ❌ Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация Онко >

Жалобы:*
нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения при нагрузках

Анамнез заболеваний:
ухудшение зрения последние полгода

Анамнез жизни:

Объективно:*
Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2
Объективные данные офтальмологического осмотра:
Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50
Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени
Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1
Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без мидриаза, верт. М-1.75 дптр
Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Предварительный диагноз

Основной диагноз

Состояние пациента:*
☒ Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Характер основного заболевания:


Создано: 17.09.2026 - Самаркин И. А., врач-офтальмолог

Сохранить ▼ Печать ▼ Завершение случая ▼ Экспорт талона ▼ **Экспорт документа ▼**


Протокол консультации (PDF/A-1 + ЭЦП)

Будет открыто новое окно «Выберите криптопровайдер» и подпишите электронный документ подписью врача и медицинской организации (две подписи).

После успешной подписи документа будет открыто окно «Сохранение», в котором будет предложено присвоить имя файлу и место, куда его сохранить. Далее нажать кнопку «Сохранить».



Таким образом, подписанный документ будет сохранен на ПК пользователя.



Печать сопутствующих документов

Для печати сопутствующих документов нажмите на кнопку «Печать» и выберите необходимый пункт.

Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Случай завершен>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID 20062

Статус талона: Отменен МИС

Сведения о случае:

Тип случая обслуживания:*
1 - Первичный

Вид оплаты:*
ОМС

ШРМ (балл/уровень):

Цель обслуживания:*
1 - Лечебно-диагностическая

Направление:

Посещения: (1)

16.09.2026 - Посещение врача (врач-офтальмолог) <H52.1>

Посещение врача: 16.09.2026 <H52.1>

Дата приема:* 16.09.2026 Время:* (№5024) 07:56 Место посещения:* 1 - поликлиника Место обслуживания:* 1 - Кабинет врача Врач* 54 Самаркин И. А. (врач-офтальмолог) След. посещение:

Осмотр Услуги (1) Анализы Диагностика ЭЛН Направления Рецепты Смотровой кабинет Вакцинация Онко

Жалобы:*
нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения при нагрузках

Анамнез заболевания:
ухудшение зрения последние полгода

Анамнез жизни:

Объективно:*
Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2
Объективные данные офтальмологического осмотра:
Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50
Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени
Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1

Рактометрии: рефрактометрия, без мидриаза, верт. М -1.75 дптр
Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Состояние пациента:*
☒ Удовлетворительное ☐ Подозрение на ЗНО

Характер основного заболевания:

Случай обслуживания:
1 - Законченный

Результат обращения:
301 - Лечение завершено

Исход заболевания:
301 - Выздоровление

Создано: 17.09.2026 - С

Сохранить Печать Завершение случая Экспорт талона Экспорт документа

Для печати осмотра в карту нажмите на кнопку «Печать» и выберите действие «Осмотр».

Случай обслуживания:
1 - Законченный

Результат обращения:
301 - Лечение завершено

Исход заболевания:
301 - Выздоровление

Создано: 17.09.2026 - С

Осмотр Рекомендации
Согласие на мед. вмешательство
Протокол осмотра в смотровом кабинете
Отказ от мед. вмешательства
Функциональная диагностика

Сохранить Печать Завершение случая Экспорт талона Экспорт документа

Для печати рекомендаций пациенту нажмите на кнопку «Печать» и выберите действие «Рекомендации».

Случай обслуживания: 1 - Законченный

Результат обращения: 301 - Лечение завершено

Исход заболевания: 301 - Выздоровление

Создано: 17.09.2026 - С

Осмотр

Рекомендации

Согласие на мед. вмешательство

Протокол осмотра в смотровом кабинете

Отказ от мед. вмешательства

Функциональная диагностика

Сохранить

Печать

Завершение случая

Экспорт талона

Экспорт документа


рактометрии: рефрактометрия, без мидриаза, верт. М -1.75 дптр
Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Состояние пациента: Удовлетворительное

Подозрение на ЗНО

Характер основного заболевания:

Будет открыто новое окно предпросмотра документа, из которого возможно выполнить печать и сохранить документ на ПК пользователя.



Офтальмологическая карта

Офтальмологическая карта офтальмологического профиля создается автоматически при создании первого амбулаторного случая офтальмологического профиля.

Офтальмологическая карта представляет из себя структурированную запись, группирующую все случаи офтальмологического профиля.

The screenshot displays a medical information system interface for a patient named ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Patient Information):**
 - Информация о физ. лице:** ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА, Д.р.: 19.08.1996 (30 лет), Пол: Женский.
 - Персональные данные:** ЕНП: 1361535462650504, СНИЛС: 81988161558, Дом УЛ: 1111 123456, Адрес: ул. 17 Сентября, дом 17, кв. 17.
 - Адрес и телефон:** Телефон: +7 (165) 212-34-12, Адрес (рег.): Воронежская область, г. Воронеж, ул. 17 Сентября, дом 17, кв. 17.
 - Примечание:** Организация: БСМП №86, Участок: Участок 1.
- Central Panel (Medical History):**
 - Сигнальная информация:** Visual representation of the human body with highlighted organs.
 - Антропометрия:** Рост: 168.00 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м², Таблица: [empty table].
 - Витальные параметры:** Группа крови: АВ (IV) (+), АД: 120/80, ЧСС: 70 уд/мин, ЧДД: 20, Сатурация: 98.
 - Хронические заболевания (2):**

Дата	Диагноз	Степень тяж.
15.03.2024	L50.0 - Аллергическая крапивница	Средней тяжести
15.06.2021	I49.9 - Нарушение сердечного ритма неуточненное	Удовлетворительное
- Right Panel (Medical History List):**
 - Записи пациента:** Filter by Тип ЭПМЗ, с, по, and checkboxes for Мои записи and Скрыть CDA документы.
 - Сентябрь 2026:**
 - 15.09.2026 - Офтальмологическая карта, офтальмологический профиль (БСМП №86, врач-терапевт)
 - 15.09.2026 - Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86, врач-терапевт) H52.1
 - 15.09.2026 - Амбулаторный случай, офтальмологический профиль (БСМП №86, врач-офтальмолог) H52.1
 - 09.09.2026 - Амбулаторный случай (БСМП №86, врач-терапевт участковый) J20.0
 - Август 2026:**
 - 24.08.2026 (1 день) - Стационарный случай (БСМП №86, врач-кардиолог) L50.0
 - 19.08.2026 - Амбулаторный случай (БСМП №86, врач-терапевт участковый) J20.0
 - 17.08.2026 - Стационарный случай (БСМП №86, врач-терапевт участковый) I49.9 [1225]
 - 17.08.2026 - Амбулаторный случай (БСМП №86, врач-терапевт участковый) J20.0
 - 10.08.2026 (2 дня) - Стационарный случай (БСМП №86, врач-терапевт) L50.0
 - 05.08.2026 - Карта беременной (БСМП №86, врач-терапевт)
 - 10.08.2026 (3 дня) - Стационарный случай (БСМП №86, врач-терапевт) L50.0
 - 07.08.2026 - Стационарный случай, кардиологический профиль (БСМП №86, врач-терапевт участковый) I25.2
 - 07.08.2026 - Амбулаторный случай, кардиологический профиль (БСМП №86, врач-терапевт участковый) I20.0
 - 07.08.2026 - Амбулаторный случай, кардиологический профиль (БСМП №86, врач-терапевт участковый) I40.0
 - 05.08.2026 - Амбулаторный случай, кардиологический профиль (БСМП №86, врач-терапевт участковый) I20.0

Откройте офтальмологическую карту двойным кликом.

Офтальмологическая карта, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Просмотр>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID 20021

Посещения

- 16.09.2026 07:56 - Посещение врача, Самаркин ...
- 15.09.2026 11:23 - Посещение врача, Самаркин ...
- 15.09.2026 10:42 - Посещение врача, Черкасова ...

Данные осмотра Состояние зрения

Посещение врача 16.09.2026 07:56

Общая информация:

Организация: БСМП №86
Создавший: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)
Дата создания: 17.09.2026 13:07
Профиль ЭПМЗ: Офтальмологический профиль

Информация о посещении:

Дата: 16.09.2026 07:56
Врач: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)
Место обслуживания: поликлиника
Следующее посещение:

Диагноз: H52.1 - Миопия (Основное заболевание) [Оба глаза (OU)]

Жалобы:

нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения при нагрузках

Анамнез: ухудшение зрения последние полгода

Объективно:

Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2
Объективные данные офтальмологического осмотра:
Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50
Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1
Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без миопии, верт. М -1.75 дптр

Создано: 15.09.2026 - Черкасова А. Е., врач-терапевт

Блок «Посещения» содержит сведения о всех случаях офтальмологического профиля. Для просмотра подробных сведений о случае выберите нужную запись из списка одним кликом.

В правой части окна будут отображены сведения о случае.

Офтальмологическая карта, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Просмотр>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID 20021

Посещения

- 16.09.2026 07:56 - Посещение врача, Самаркин ...
- 15.09.2026 11:23 - Посещение врача, Самаркин ...
- 15.09.2026 10:42 - Посещение врача, Черкасова ...

Данные осмотра Состояние зрения

Посещение врача 16.09.2026 07:56

Врач: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)
Место обслуживания: поликлиника
Следующее посещение:

Диагноз: H52.1 - Миопия (Основное заболевание) [Оба глаза (OU)]

Жалобы:

нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения при нагрузках

Анамнез: ухудшение зрения последние полгода

Объективно:

Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2
Объективные данные офтальмологического осмотра:
Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50
Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5°
Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1
Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без миопии, верт. М -1.75 дптр
Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Диагноз: H52.1 - Миопия (основное заболевание). Миопия слабой степени, сложный миопический астигматизм.

Назначенные препараты: Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Прочее лечение: гимнастика для глаз, очки

План обследования:

Рекомендации: гимнастика для глаз, очки, Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Назначенные препараты:

Услуги: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (B01.029.001)

Создано: 15.09.2026 - Черкасова А. Е., врач-терапевт

Сведения о посещении разделены на две вкладки.

Во вкладке «Данные осмотра» отображена общая информация о посещении.

Офтальмологическая карта, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Просмотр>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID 20021

Посещения

- 16.09.2026 07:56 - Посещение врача, Самаркин ...
- 15.09.2026 11:23 - Посещение врача, Самаркин ...
- 15.09.2026 10:42 - Посещение врача, Черкасова ...

Данные осмотра

Посещение врача 16.09.2026 07:56

Врач: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)

Место обслуживания: поликлиника

Следующее посещение:

Диагноз: H52.1 - Миопия (Основное заболевание) [Оба глаза (OU)]

Жалобы: нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения при нагрузках

Анамнез: ухудшение зрения последние полгода

Объективно: Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2

Объективные данные офтальмологического осмотра: Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50 Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5° Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1

Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без миопии, верт. М -1.75 дптр

Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Диагноз (описание): H52.1 - Миопия (основное заболевание). Миопия слабой степени, сложный миопический астигматизм.

Назначенные препараты: Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Прочее лечение: гимнастика для глаз, очки

План обследования:

Рекомендации: гимнастика для глаз, очки, Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Назначенные препараты:

Услуги: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (B01.029.001)

Создано: 15.09.2026 - Черкасова А. Е., врач-терапевт

Из вкладки «Данные осмотра» с помощью контекстного меню возможно копировать внесенные данные.

Выделите нужный текст, подведя к нему курсор, правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выберите действие «Копировать».

Данные осмотра

Посещение врача 16.09.2026 07:56

Врач: Самаркин И. А. (врач-офтальмолог)

Место обслуживания: поликлиника

Следующее посещение:

Диагноз: H52.1 - Миопия (Основное заболевание) [Оба глаза (OU)]

Жалобы: нечеткое, размытое зрение вдаль, усталость глаз, головные боли, ухудшение зрения, "мушки" перед глазами, темнеет часть поля зрения при нагрузках

Анамнез: ухудшение зрения последние полгода

Объективно: Рост: 168 см, Вес: 57.10 кг, ИМТ: 20.23 кг/м2

Объективные данные офтальмологического осмотра: Правый глаз (OD): Острота зрения: VisOD -2.75, cyl +0.50 Офтальмологический статус: Миопия (близорукость) слабой степени

Левый глаз (OS): Острота зрения: VisOS -2.25, sph -2.50, cyl -2.75, ax 5° Поле зрения (D объекта при измерении 0.5 см): белый: 90° - 1, 135° - 2, 180° - 4, 225° - 4; красный: 0° - 2, 45° - 2, 90° - 2, 135° - 2, 180° - 3, 225° - 3, 270° - 2, 315° - 1

Данные скиаскопии или рефрактометрии: рефрактометрия, без миопии, верт. М -1.75 дптр

Офтальмологический статус: Миопия слабой степени. Сложный миопический астигматизм

Диагноз (описание): H52.1 - Миопия (основное заболевание). Миопия слабой степени, сложный миопический астигматизм.

Назначенные препараты: Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Прочее лечение: гимнастика для глаз, очки

План обследования:

Рекомендации: гимнастика для глаз, очки, Ирифрин по 1 кап на ночь, Тауфон утром по 1 кап, Систейн в течение дня

Назначенные препараты:

Услуги: Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (B01.029.001)

Выделенный фрагмент текста будет доступен для дальнейшей работы.

Во вкладке «Состояние зрения» отображены данные офтальмологического осмотра.

Офтальмологическая карта, офтальмологический профиль (БСМП №86) <Просмотр>

ФИЛАТОВА НАТАЛЬЯ ВИТАЛЬЕВНА 19.08.1996 (30 лет) ЕНП 1361535462650504 СНИЛС 81988161558 тел.: +7 (165) 212-34-12 ID 20021

Посещения

16.09.2026 07:56 - Посещение врача, Самаркин ...

15.09.2026 11:23 - Посещение врача, Самаркин ...

15.09.2026 10:42 - Посещение врача, Черкасова ...

Данные осмотра

Состояние зрения

Объективные данные офтальмологического осмотра

Левый глаз (OS)

Острота зрения

Способ оценки остроты зрения

Корректируется

VisOS sph cyl ax =

-2.25 -2.50 -2.75 5° -

Поле зрения

Белый

Красный

Зеленый

0 объекта при измерении 0.5 см

Данные скиаскопии или рефрактометрии

Метод Зрачок

Рефрактометрия без миопии

Инстиллирован препарат

Вид рефракции (верт.)

Правый глаз (OD)

Острота зрения

Способ оценки остроты зрения

Корректируется

VisOD sph cyl ax =

-2.75 - +0.50 - -

Данные скиаскопии или рефрактометрии

Метод Зрачок

Рефрактометрия без миопии

Инстиллирован препарат

Вид рефракции (верт.)

Вид рефракции (гор.)

Офтальмологический статус

Миопия (близорукость) слабой степени