

**Программный комплекс «Квазар»**

**Модуль**  
**«Реестр пациентов с**  
**бесплодием»**

**Руководство пользователя**

---

# Оглавление

Описание модуля .....	3
Права пользователей и роли персонала.....	4
Начало работы с модулем.....	5
Загрузка журнала.....	6
Переход в ЭМК .....	7
Исключение из реестра .....	7

---

## Описание модуля

Модуль «Реестр пациентов с бесплодием» предназначен для просмотра лиц, включенных в реестр.

В реестр включаются:

- для женщин учитываются только основные диагнозы по завершённым стационарным и амбулаторным случаям гинекологического профиля N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9;

- включение мужчин в реестр осуществляется на основании установленного диагноза N46 (кроме предварительного).


## **Права пользователей и роли персонала**

Для доступа к модулю «Реестр пациентов с бесплодием» необходимо право пользователя «Реестр пациентов с бесплодием». Для получения права пользователя обратитесь в СТП «МедСофт».

Роли персонала для данного модуля не используются.

## Начало работы с модулем

Выберите модуль «Реестр пациентов с бесплодием».



Будет открыто окно модуля.

Реестр пациентов с бесплодием											
Тип журнала											
Включённые в реестр											
	ФИО	Дата рождения	Пол	Диагнозы	Дата включени...	ЕИП	СНИЛС	Телефон	Адрес проживания	Адрес регистрации	
Всего											
39											
1	Гарцова Ирана Воронова	26.10.1992	Ж	N97.0	25.10.2024		67142396303			обл Липецкая, р-н Грязин...	
2	Суп Евгений Захарович	26.08.2000	М	E29.1	25.10.2024	485625404004045	19650651194	+71234678103	Воронежская область, г В...	Воронежская область, г В...	
3	Иванова Ирина Михайловна	22.10.1987	Ж	N97.0	06.11.2024	3655310824000028	10383292637	+7999002223	обл Воронежская, г Ворон...		
4	Солгани Солмурад Солерич	03.11.1985	М	N49	07.11.2024		59562735544	+75625455665	обл Воронежская, г Ворон...	обл Воронежская, г Ворон...	
5	Иванова Марина Андреевна	03.02.1996	Ж	N97.0	07.11.2024	3645102569467920		+79505461127	обл Воронежская, г Ворон...		
6	Сирень Серафима Викторовна	25.05.1999	Ж	N97.0	07.11.2024	4805564808040015	93855851366	+71235687435	Красноярский край, р-н А...	Красноярский край, р-н А...	
7	Иванов Илья Владимирович	27.04.1996	М	N46	04.12.2024	4357624235678621	59210243264	+79004326641			
8	Комов Иван Тестович	01.08.1996	М	N46	05.12.2024	6576164747510787	17938729036		обл Воронежская, г Ворон...	обл Воронежская, г Ворон...	
9	Лобов Илья Тестович	08.08.1988	М	N46	05.12.2024	1020425851532021	18979282330		обл Липецкая, г Елец, ул 1...		
10	Трусова Оксана Александровна	15.10.1988	Ж	N97.1	05.12.2024	1845414332070861	10603155903				
11	Колод Юлия Тестова	01.03.1992	Ж	N97.4	05.12.2024		18047489796				



## Переход в ЭМК

Чтобы открыть ЭМК пациента, выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Перейти в ЭМК».

Всего	ФИО	Дата рождения	Пол	Диагнозы	Дата включен...	ЕНП	СНИЛС	Телефон	Адрес проживания	Адрес регистрации
4	Солнечкин Солмурад Солерич	03.11.1985	M	N49	07.11.2024		59562733544	+75625455665	обл Воронежская, г Ворон...	обл Воронежская, г Ворон...
5	Иванова Марина Андреевна	03.02.1996	Ж	N97.0	07.11.2024	3645102569467920		+79505461127	обл Воронежская, г Ворон...	
6	Сирень Серафима Викторовна	25.05.1999	Ж	N97.0	07.11.2024	4805564808040015	93855851366	+71235687435	Красноярский край, р-н А...	Красноярский край, р-н А...
7	Иванов Илья Владимирович	27.04.1996	M	N46	04.12.2024	4357624235678621	59210243264	+79004326641		

Будет открыта новая вкладка «ЭМК» для дальнейшей работы с записями пациента.


The screenshot shows the patient's profile page in the system. On the left, there is a sidebar with personal information, including name (СИРЕНЬ СЕРАФИМА ВИКТОРОВНА), date of birth (25.05.1999), sex (Женский), and contact details. The main area is divided into several sections: 'Сигнальная информация' (Signal information) with a human body diagram, 'Антропометрия' (Anthropometry) with height (164.00 cm) and weight (60.00 kg), 'Вегетативные параметры' (Vegetative parameters), 'Анализ экзема' (Exema analysis), and 'Хронические заболевания' (Chronic diseases). On the right, there is a list of patient records with a filter set to 'Тип ЭГМЗ' and a 'Предпросмотр' (Preview) button. The list contains various medical cases with dates and descriptions.

## Исключение из реестра

Для исключения пациента из реестра выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Исключить из реестра».

Всего	ФИО	Дата рождения	Пол	Диагнозы	Дата включен...	ЕНП	СНИЛС	Телефон	Адрес проживания	Адрес регистрации
4	Солнечкин Солмурад Солерич	03.11.1985	M	N49	07.11.2024		59562733544	+75625455665	обл Воронежская, г Ворон...	обл Воронежская, г Ворон...
5	Иванова Марина Андреевна	03.02.1996	Ж	N97.0	07.11.2024	3645102569467920		+79505461127	обл Воронежская, г Ворон...	
6	Сирень Серафима Викторовна	25.05.1999	Ж	N97.0	07.11.2024	4805564808040015	93855851366	+71235687435	Красноярский край, р-н А...	Красноярский край, р-н А...
7	Иванов Илья Владимирович	27.04.1996	M	N46	04.12.2024	4357624235678621	59210243264	+79004326641		

Будет открыто новое окно «Исключить из реестра», в котором необходимо внести причину исключения вручную и нажать на кнопку «Исключить».



The image shows a dialog box titled "Исключить из реестра" (Exclude from registry) in red text. In the top right corner, there is a red "X" icon. Below the title is a text input field with the placeholder text "Причина исключения" (Reason for exclusion). Underneath the input field, there is a red note: "Поле обязательно для заполнения" (Field is mandatory for filling). In the bottom right corner of the dialog, there is a button labeled "ИСКЛЮЧИТЬ" (EXCLUDE) in red text.

Таким образом, выбранный пациент будет исключен из реестра.