

Программный комплекс «Квазар»

Модуль
«Наблюдение пациентов»

Руководство пользователя

Оглавление

Описание модуля	3
Описание прав пользователей и ролей персонала	4
Начало работы с модулем.....	5
Создание новой записи.....	6
Поиск пациента.....	6
Расширенный поиск	7
Добавление наблюдения по тонометрии	7
Редактирование наблюдения по тонометрии.....	14
Завершение наблюдения	15
Печать сопутствующих документов	15
Контекстное меню	16

Описание модуля

Данный модуль предназначен для динамического наблюдения пациентов.


Описание прав пользователей и ролей персонала

Для доступа к модулю необходимо право пользователя «Наблюдение пациентов».

Роли персонала в данном модуле не используются.

Начало работы с модулем

Выберите модуль «Наблюдение пациентов»



Будет открыто окно модуля.


The screenshot shows the 'Наблюдение пациентов' (Patient Observation) window. At the top, there is a search bar with the text 'Поиск физ. лица' (Search for physical person) and icons for search, edit, and help. Below the search bar is a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and viewing records. The main area contains a table with the following columns: 'Дата открытия наблюдения' (Date of observation opening), 'Дата окончания наблюдения' (Date of observation completion), 'Лечащий врач' (Attending physician), 'Мед. организация' (Medical organization), 'Номер оборудования' (Equipment number), 'Статус наблюдения' (Observation status), and 'Комментарий' (Comment). Each column has a corresponding input field with a small red square icon to its left.

Создание новой записи

Для добавления новой записи в модуле «Наблюдение пациентов» необходимо выполнить поиск физического лица.

Поиск пациента

Для создания наблюдения в первую очередь необходимо осуществить поиск пациента.



Строка поиска является универсальной, в нее можно ввести:

- номер полиса;
- номер медицинской карты;
- номер телефона;
- ФИО (полное, либо частями).

После ввода данных необходимо нажать на кнопку «Поиск».

Расширенный поиск

В случае, если по введенным данным идентифицировать пациента однозначно невозможно, откроется окно расширенного поиска.

Расширенный поиск

Критерии поиска

☒ Фамилия Имя Отчество
Фил нат вит

☐ Дата рождения

☐ СНИЛС

☐ ЕНП/Полис (серия номер)

☐ Номер телефона

☐ Документ (серия номер)

Найти

Сбросить

Сортировать по: фамилии имени отчеству ▲ дате рождения

Строк: 4

ФИО	Д.р. (возраст)	СНИЛС	ЕНП	Телефон	Полис
Филиппенко Наталья Витальевна	09.12.1966 (57)	14175975889	3648430892000390		3648430892000390
Прикрепление	Адрес				Документ
					20 10 319226
Филатова Наталья Витальевна	11.02.1971 (53)	18985664057	3658920889000392	+79991234556	02012705418
Прикрепление	Адрес				Документ
					20 03 559890
Филатова Наталья Витальевна	19.08.1996 (28)	81988161558	1361535462650504	+71652123411	4801464515458474
Прикрепление	Адрес				Документ
Поликлиника №86	Воронежская область, г Воронеж, ул 1 Мая, дом 5, кв. 15				1111 123456
Филатова Наталья Витальевна	13.02.2001 (23)	16009987984	3658999786000051		3658999786000051
Прикрепление	Адрес				Документ
Поликлиника №86	20233501000 Павловск г Гагарина ул 51 18				

Принять Отмена

Введите ФИО пациента или ЕНП и нажмите поиск. После выберите пациента и нажмите «Принять». После успешного поиска в поле поиска отобразится ФИО пациент и его дата рождения.

Подробнее о поиске физического лица возможно изучить в инструкции «[Физические лица](#)».

Добавление наблюдения по тонометрии

Для создания нового наблюдения нажмите на кнопку «Добавить наблюдение по тонометрии».

Наблюдение пациентов

Черкасова Алина Евгеньевна 03.02.1995

+

Дата открытия наблюдения

Дата окончания наблюдения

Лечащий врач

Мед. организация

Будет открыто новое окно «Добавить наблюдение по тонометрии».

Добавить наблюдение по тонометрии ✕

Дата начала наблюдения 

Дата конца наблюдения 

Врач 

Тонометр 

► Назначения

► Контрольные показатели

Комментарий

СОХРАНИТЬ

Заполните поля «Дата начала наблюдения» и «Дата окончания наблюдения» вручную либо с помощью «Календаря».

Поле «Врач» заполняется из выпадающего списка.

Для заполнения поля «Тонометр» нажмите на кнопку «Выбрать значение из списка».

Добавить наблюдение по тонометрии ✕

Дата начала наблюдения 

Дата конца наблюдения 

Врач 

Тонометр 

► Назначения

► Контрольные показатели

Комментарий

СОХРАНИТЬ

Будет открыто новое окно «Тонометр», в котором необходимо выбрать нужный тонометр из списка одним кликом и нажмите «Ок».

Для отображения тонометров в списке необходимо внести сведения в модуле «Учет тонометров».

Тонометр

Модель OMRON RS2, инв. № 218256987521456

OK

В блоке «Назначения» возможно внести сведения о назначенных пациенту препаратах.

Для внесения сведений нажмите на кнопку «Добавить».

Добавить наблюдение по тонометрии

Дата начала наблюдения
28.10.2025

Дата конца наблюдения
29.10.2025

Врач
Черкасова Алина Евгеньевна (врач-терапевт)

Тонометр
Модель OMRON RS2, инв. № 218256987521456

▼ Назначения

+

✕

Дата начала приёма ...	Дата окончания приёма ...	Препарат	Схема приёма препарата
------------------------	---------------------------	----------	------------------------

► Контрольные показатели

Комментарий

СОХРАНИТЬ

Будет открыто новое окно «Добавление назначения».

Заполните поля «Дата начала приема препарата» и «Дата окончания приема препарата» вручную либо с помощью «Календаря».

Для заполнения поля «Препарат» нажмите на кнопку «Выбрать значение из списка».

Добавление назначения

Дата начала приёма препарата
28.10.2025

Дата окончания приёма препарата
31.10.2025

Препарат

Поле обязательно для заполнения

Схема приёма препарата

СОХРАНИТЬ

Будет открыто новое окно «Препарат», в котором необходимо выбрать назначение из списка одним кликом и нажмите «Ок» для сохранения данных.

Препарат ✕

_____ 🔍

- 1.0 Амиодарон, таблетки (200 мг)
- 10.0 Изосорбида мононитрат, таблетки (20 мг)
- 10.1 Изосорбида мононитрат, таблетки (40 мг)
- 10.2 Изосорбида мононитрат, капсулы пролонгированного действия (50 мг)
- 11.0 Индапамид, таблетки (2,5 мг)**
- 11.1 Индапамид, капсулы пролонгированного действия (1,5 мг)
- 12.0 Клопидогрель, таблетки (75 мг)
- 13.0 Лаппаконитина гидробромид, таблетки (25 мг)
- 14.0 Лозартан, таблетки (12,5 мг)
- 14.1 Лозартан, таблетки (25 мг)
- 14.2 Лозартан, таблетки (50 мг)
- 15.0 Метопролол, таблетки (50 мг)

ОК

Поле «Схема приема препарата» заполняется вручную.
Нажмите на кнопку «Сохранить» после внесения данных.

Добавление назначения ✕

Дата начала приёма препарата
28.10.2025 📅

Дата окончания приёма препарата
31.10.2025 📅

Препарат
11.0 Индапамид, таблетки (2,5 мг) ✎

Схема приёма препарата

СОХРАНИТЬ

Созданная запись будет отображена в блоке «Назначения».

▼ Назначения			
+ 			
Дата начала приёма ...	Дата окончания приёма ...	Препарат	Схема приёма препарата
28.10.2025	31.10.2025	Индапамид	

Для удаления ошибочно созданной записи выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Удалить».

▼ Назначения			
+ 			
Дата начала приёма ...	Дата окончания приёма ...	Препарат	Схема приёма препарата
28.10.2025	31.10.2025	Индапамид	

Выбранная запись будет удалена.

В блоке «Контрольные показатели» заполните минимальные и максимальные показатели систолического и диастолического давления и пульса.

▼ Контрольные показатели			
Систолическое давление	Мин. показатель	110	Макс. показатель
		 	160
Диастолическое давление	Мин. показатель	60	Макс. показатель
		 	
Пульс	Мин. показатель		Макс. показатель
		 	

Поле «Комментарий» заполняется вручную.

После заполнения сведений нажмите на кнопку «Сохранить».

Добавить наблюдение по тонометрии

Дата начала наблюдения
28.10.2025

Дата конца наблюдения
29.10.2025

Врач
Черкасова Алина Евгеньевна (врач-терапевт)

Тонометр
Модель OMRON RS2, инв. № 218256987521456

Назначения

Дата начала приёма ...

Дата окончания приёма ...

Препарат

Схема приёма препарата

28.10.2025

31.10.2025

Индапамид

Контрольные показатели

Систолическое давление

Мин. показатель
110

Макс. показатель
160

Диастолическое давление

Мин. показатель
60

Макс. показатель
100

Пульс

Мин. показатель
68

Макс. показатель
158

Комментарий

СОХРАНИТЬ

Созданная запись будет отображена в табличной части модуля.

Наблюдение пациентов						
Черкасова Алина Евгеньевна 03.02.1995						
+	✎	✓	🗑	?		
Дата открытия наблюдения	Дата окончания наблюдения	Лечащий врач	Мед. организация	Номер оборудования	Статус наблюдения	Комментарий
28.10.2025	29.10.2025	Черкасова Алина Евгеньевна (врач...	БСМП №66	218256987521456	В работе	

Редактирование наблюдения по тонометрии

Для внесения изменений в созданную запись выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Изменить наблюдение».

Наблюдение пациентов

Черкасова Алина Евгеньевна 03.02.1995

+

✓

✖

?

Дата открытия наблюдения	Дата окончания наблюдения	Лечащий врач	Мед. организация	Номер оборудования	Статус наблюдения	Комментарий
28.10.2025	29.10.2025	Черкасова Алина Евгеньевна (врач)	БСМП №96	218256987521456	В работе	

Будет открыто новое окно «Изменить наблюдение». Внесите нужные правки и нажмите на кнопку «Сохранить».

Изменить наблюдение

✕

Дата начала наблюдения
28.10.2025

Дата конца наблюдения
29.10.2025

Врач
Черкасова Алина Евгеньевна (врач-терапевт)

Тонометр
Модель OMRON RS2, инв. № 218256987521456

▼ Назначения

+

✖

Дата начала приёма ...	Дата окончания приёма ...	Препарат	Схема приёма препарата
28.10.2025	31.10.2025	Индапамид	

► Контрольные показатели

Комментарий

СОХРАНИТЬ

Завершение наблюдения

Для завершения наблюдения выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Завершить наблюдение».

Дата открытия наблюдения	Дата окончания наблюдения	Лечащий врач	Мед. организация	Номер оборудования	Статус наблюдения	Комментарий
28.10.2025	29.10.2025	Черкасова Алина Евгеньевна (врач...)	БСМП №86	218236987521456	В работе	

Печать сопутствующих документов

Для печати сопутствующих документов нажмите на кнопку «Печать» и выберите нужное действие.

Дата о	Дата окончания	Лечащий врач	Мед. организация
28.10.2025	29.10.2025	Черкасова Алина Евгеньевна (врач...)	БСМП №86

В зависимости от выбранного действия, будет открыта вкладка предпросмотра, из которой возможно распечатать и сохранить данные.

Информированное добровольное согласие на дистанционное диспансерное наблюдение

«__» ____ г.

Я _____
(фамилия, имя, отчество - полностью)
_____ года рождения, проживающий(ая) по адресу: _____

добровольно даю свое согласие на проведение мне в соответствии с назначениями врача, дистанционного диспансерного наблюдения.

Врач проинформировал меня о процедуре дистанционного диспансерного наблюдения, показаниях к её применению, механизме и сроках действия эффекта, возможных побочных эффектах и методике самой процедуры.

Мне объяснили, что целью данной процедуры является проведение длительного динамического наблюдения за параметрами моего здоровья (_____) с использованием дистанционной передачи данных при помощи технологий GSM, Bluetooth.

Я ознакомлен(а) с показаниями к проводимой процедуре:


- наличие хронического заболевания, требующего проведения диспансерного наблюдения,

Всего страниц: 4

Контекстное меню

С помощью контекстного меню возможно внести сведения о назначениях и измерениях вручную.


Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выберите нужное действие.



Дата открытия наблюдения	Дата окончания наблюдения	Лечащий врач	Мед. организация	Номер оборудования	Статус наблюдения
28.10.2025	29.10.2025	Черкасова Алина Евгеньевна (врач...)	БСМП №86	218256987521456	В работе

Показать назначения
Показать измерения

В зависимости от выбранного действия будет открыто новое окно «Назначения» либо «Измерения», из которого возможно внести либо удалить сведения о назначениях и измерениях.



Дата начала приёма препарата	Дата окончания приёма ...	Препарат	Схема приёма препарата
28.10.2025	29.10.2025	Изосорбида мононитрат	

Обратите внимание, данное действие доступно только для наблюдения в статусе «В работе». Для наблюдения со статусом «Завершено» будет доступен просмотр назначений и измерений.